

# Sorbalgon/ Sorbalgon T

## Pansament cu alginat de calciu



### Instrucțiuni de utilizare

Sorbalgon este un pansament din fibre de alginat de calciu. La contactul cu sărurile de sodiu din exsudatul plăgii (râniei), fibrele de alginat se transformă în gel, menținând un mediu umed la nivelul acesteia.

### Proprietăți și mod de acțiune

Datorită proprietăților chimice și fizice ale fibrelor de alginat, pansamentul are o capacitate de absorbție ridicată, adaptată în special pentru tratamentul plăgilor cu un volum de exsudat moderat spre abundent. Materialul se adaptează perfect conturului plăgii, prevenind uscarea acesteia. Pentru plăgile profunde, se recomandă Sorbalgon T, sub formă de meșă.

### Indicații

Sorbalgon este indicat pentru toate tipurile de plăgi cu secreție moderată spre abundentă sau pentru plăgi care sângerează.

### Mod de aplicare

Efectuați toaleta plăgii conform practicii medicale uzuale. Aplicați pansamentul pe plagă sau introduceți Sorbalgon T sub formă de meșă în cavitatea plăgii, fixând cu un pansament secundar adecvat. În cazul plăgilor fără secreții (plăgi uscate) Sorbalgon poate fi umezit cu soluție Ringer. În funcție de volumul de exsudat, Sorbalgon poate fi menținut pe plagă o perioadă mai lungă (până la câteva zile). Pansamentul trebuie schimbat odată ce fibrele de alginat s-au transformat complet în gel. Urmele de fibre de alginat rămase în cavitatea plăgii se îndepărtează cu ușurință prin spălare cu soluție Ringer și/ sau sunt descompuse de către organism pe cale biologică.

### Efecte secundare

Nu au fost observate sau raportate efecte secundare.

### Contraindicații

Nu se cunosc contraindicații asociate cu utilizarea Sorbalgon pe plăgi cu secreție.

### Precauții speciale

Înainte de a trata o plagă cu evoluție cronică (vindecare întârziată) este necesară evaluarea medicală și stabilirea etiologiei plăgii. Tratamentul cu Sorbalgon nu poate suplini tratamentul afecțiunii care a determinat cronicizarea plăgii.

### Instrucțiuni generale

Păstrați la temperaturi sub 40° C. Conținut steril dacă ambalajul nu este deteriorat. A nu se resteriliza. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

### Forme de prezentare

5 x 5 cm	cutie cu 10 pansamente
10 x 10 cm	cutie cu 10 pansamente
10 x 20 cm	cutie cu 5 pansamente
2g/ 30 cm (meșă)	cutie cu 5 pansamente

### Producător

PAUL HARTMANN AG  
89522 — Heidenheim  
Germania

### Distribuitor:

S.C. PAUL HARTMANN S.R.L.  
Bd. Dimitrie Pompei nr.9-9A  
Iride Business Park, Cladirea 19  
Parter, sector 2  
RO - 020335 București