

periuță de dinți ultra moale pentru îngrijire bucală postoperatorie

- periuta de dinti ultra moale pentru îngrijire bucală postoperatorie
- sigura pentru periajul în jurul rănilor și suturilor
- blând și totuși eficient în curățarea țesuturilor dure și moi
- îndepărtarea eficientă a plăcii
- recomandat de medicii stomatologi

blue[®]m periuță de dinți post-chirurgicală este ideal pentru utilizare după implant și chirurgie parodontala. Filamentele moi sunt blânde cu rănilor sau suturile, permițându-vă să mențineți rutina zilnică de igienă orală.

Instructiuni postoperator: periați de doua ori zilnic cu pasta de dinti blue[®]m si periuta ultra moale timp de 4 săptămâni pentru a minimiza iritația zonelor cu probleme sau conform recomandărilor medicului stomatolog. Dacă rana începe să te sângereze ar putea lua în considerare utilizarea gelului oral blue[®]m pentru crește nivelul de oxigen. Întrebați-vă medicul stomatolog.

Producător: Bluem Europe,
Enkweg 6c, 8131 VH Wijhe, NL,
Produs in the Netherlands

Importator: Bluem OralCare SRL,
str. Ipotești nr. 4, București, România

www.bluemcare.ro