

## Introducere

Felicitări pentru achiziția dvs. și bine ați venit la JTF! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de JTF, vizitați-ne la [www.jtforal.com](http://www.jtforal.com)

## Figura introducere

- ① Cap de perie
- ② Mânerul periuței de dinți
- ③ Pornire/oprire
- ④ Curățare
- ⑤ Sensibilă
- ⑥ Reîmprospătare
- ⑦ Masaj
- ⑧ Albire
- ⑨ Indicator de încărcare



## Caracteristici

### Moduri de periaj

Periuța dvs. de dinți electrică este echipată cu 5 moduri diferite (prezentate conform figurii introductive)

Pentru a comuta între modurile de periaj:

- Apasă o dată butonul de pornire pentru a porni periuța de dinți
- Apăsăți a doua oară pentru a schimba modul de periaj
- Apasă mai mult de 5 secunde pentru a opri

### Smartimer

Smartimer indică faptul că ciclul de periaj este complet prin oprirea automată a periuței de dinți la sfârșitul ciclului de periaj. Profesioniștii dentare recomandă periajul nu mai puțin de 2 minute de două ori pe zi.

### Quadpacer

Quadpacer este un interval care are o scurtă pauză la fiecare 30secunde pentru a vă reaminti să vă periați cele 4 secțiuni ale gurii în mod uniform și complet.

### Încărcător

- 1.Stație de încărcare wireless USB.
- 2.Încărcarea de 10 ore poate fi utilizată timp de 2 luni.

### Cap de periere

- 1.Clătiți capul periei și periile după fiecare utilizare.
- 2.Scoateți capul periei din mâner și clătiți conexiunea capului periei cu apă caldă cel puțin o dată pe săptămână.
- 3.Înlocuiți capetele de perie JTF la fiecare 3 luni pentru a obține rezultate optime. Utilizați numai capete de perie JTF compatibile cu mânerul JTF seria P200.

### **Restricții privind garanția**

Termenii de garanție nu acoperă următoarele:

--Tepe de perie

--Deteriorări cauzate de utilizarea de piese de schimb neautorizate

--Deteriorări cauzate de utilizarea necorespunzătoare, abuz, neglijență, modificări sau reparații neautorizate

### **Garanție și asistență**

Dacă aveți nevoie de informații sau asistență, vă rugăm să vizitați [www.jtforal.com](http://www.jtforal.com) or sau să ne trimiteți un e-mail la [support@jtforal.com](mailto:support@jtforal.com)