

# DORSAK

## SPRAY

DORSAK este un dispozitiv medical sub formă de spray cu emulsie fluidă, special studiat pentru a reduce secreția de sebum în cazul unui ten hiperseboreic, acneic, cu comedoane. Formula lejeră, ușor de aplicat, a fost special concepută pentru creșterea complianței pacienților și reprezintă un tratament specific și eficient pentru acneea de la nivelul trunchiului. Produsul are o acțiune multiplă: (1) Reduce obstrucția foliculară și secreția de sebum, implicit numărul de comedoane. Acest efect se datorează peroxidului de benzoil și acidului lactobionic, cu acțiune cheratolitică și exfoliantă. (2) Favorizează refacerea barierei fiziologice ale pielii și stopează înmulțirea bacteriilor. Acțiunea multiplă și combinată a Dorsak se datorează asocierii unice de principii active, care acționează în tratamentul tenului acneic prin reducerea numărului de leziuni și favorizarea proceselor fiziologice de reparare ale pielii.

**INDICAȚII:** Tratamentul topic al acneei ușoare.

**MOD DE UTILIZARE:** După curățarea zonei trunchiului cu un produs specific și apă caldă, aplicați emulsia pe zona care necesită tratamentul o dată pe zi sau o dată la două zile, în funcție de sensibilitatea pielii și de indicațiile medicului curant. Este indicată masarea ușoară a zonei până la absorbția completă a produsului și să așteptați aproximativ 2 minute înainte de aplicarea hainelor. Se recomandă purtarea vestimentației de culoare albă întrucât peroxidul de benzoil poate induce pătarea hainelor colorate. A se agita înainte de utilizare.

### AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII ÎN UTILIZARE:

În general DORSAK este bine tolerat. Este posibil ca în unele cazuri să apară roșeață, prurit și uscăciune excesivă a pielii, în special în primele zile de tratament. Utilizarea îndelungată a produsului poate determina sensibilizarea pielii, caz în care se recomandă întreruperea tratamentului. Dacă manifestați orice reacție adversă vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră. Zonele supuse tratamentului nu trebuie expuse la soare sau surse artificiale de radiații UV. Evitați contactul produsului cu ochii și mucoasele orale sau nazale. În caz de contact accidental cu ochii se recomandă clătirea cu apă din abundență. În caz de contact accidental cu ochii la persoanele purtătoare de lentile de contact se recomandă scoaterea acestora și clătirea cu apă din abundență. Tratamentul cu Dorsak este destinat persoanelor adulte, a nu se administra copiilor cu vârsta sub 13 ani.

**AVERTIZĂRI:** A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate dovedită la una din componentele produsului. A nu se utiliza în timpul sarcinii și alăptării. A nu se utiliza în caz de ambalaj deteriorat. A nu se utiliza în cazul în care se asociază alte afecțiuni dermatologice. Consultați medicul înainte de utilizarea produsului concomitent cu alte preparate topice. A nu se aplica pe abraziuni, iritații sau leziuni cutanate. Este posibilă decolorarea temporară a pielii în prezența peroxidului de benzoil din componența produsului. Se recomandă efectuarea tratamentului pe o perioadă maximă de 30 de zile. Se recomandă utilizarea simultană a altor preparate topice doar după consultarea medicului. Utilizați produsul pe o perioadă de maxim 30 de zile de la deschidere. A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.

### PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

A se depozita în loc uscat, la o temperatură de maxim 25°C, ferit de expunerea directă la surse de căldură. A nu se lăsa la îndemâna sau vederea copiilor.

**COMPOZIȚIE:** Apă, eter dicaprilil, peroxid de benzoil, dibenzoat de etilenglicol, apă de hamamelis, bisglicinat de potasiu azeloi, niacinamidă, acid lactobionic, gliceril stearat, polietilenglicol-100 stearat, glicerol, lactat de sodiu, alcool cetilstearyllic, palmitat de etilhexil, sulfat de zinc, retinil palmitat, ulei din semințe de floarea soarelui, tocoferol, acetat de tocoferil, imidazolidinil uree, gumă xantan, acid etilendiaminotetraacetic sare disodică.

Ultima dată a revizuirii prospectului: Iulie 2023

Distribuitor exclusiv pentru România: **CELLTECH PHARMA s.r.l.**  
Lambda Med Office Building,  
Sos. București- Ploiești, nr. 7A, et. 2, birou 2, Sector 1, București  
Telefon: 0371 473 090; Email: info@celltechpharma.ro



BRADERM s.r.l, via Scozia 5, 64026  
Roseto degli Abruzzi (Te), Italia

100ml e  
UZ EXTERN

