

MANUAL DE UTILIZARE
CÂNTAR DIGITAL CORPORAL 2în1
EASYCARE BABY PENTRU BEBE ȘI MAMA
Model B03

- **Descriere:** Cantar digital corporal 2in1 pentru bebe si mama, model B03. Un cantar de mare precizie, cu tavita detasabila si functie TARE, ce permite monitorizarea cresterii si dezvoltarii copilului dvs. Totodata, permite urmarirea valorilor greutatii mamei in perioada pre si post natala.

- **Caracteristici:**
 1. Senzor de înaltă precizie
 2. Afișaj LED reversibil
 3. Auto power off
 4. Indicator de suprasarcină
 5. Comutator pentru unitate de măsură

- **Descrierea produsului :**
 1. Denumire: Cântar digital 2în1 corporal pentru bebe și mama
 2. Greutate maxima: 120kg
 3. Valoarea abaterii: 50-120kg; 20kg, d=5g; 20-120kg, d=50g
 4. Afișaj LED
 5. Baterii: 3 x AAA

- **Specificații:**

St - stone
Lb - pound
Kg - kilogram

- **Descrierea butonului:**

TARE / ON/OFF

ON/OFF are funcția de a porni și de a opri cântarul. În starea oprit, apăsați ușor ON/OFF pentru a-l porni. În starea pornit, apăsați ușor ON/OFF pentru a-l închide.

TARE - Fixați tava pe cântar apoi apăsați TARE pentru a utiliza funcția TARĂ. Astfel, greutatea tavitei va fi exclusă și display-ul va afișa 0kg. Puteti folosi functia TARĂ si pentru alte produse: scutec, paturică etc., punând întâi pe cântar produsul respectiv și apăsând butonul TARE. Practic aceasta funcție anulează sau mai corect spus omite să ia în calcul o greutate curentă aflată pe cântar la un moment dat, permițându-vă să adăugați produse suplimentare, care vor fi cântărite separat.

UNIT - Există trei unități de măsură a greutății, la alegere, pentru utilizatori: st (stone), lb (pound) sau kg (kilogram). Apăsați „UNIT” pentru a selecta ciclic unitatea de măsură preferată.

- **Mod de instalare a tăvii:**

1. Scoateți cântarul din cutie și puneți-l pe sol, pe o suprafață plană sau pe o masă tare și plată. Ridicați ușor catarama de siguranță aflată în spatele cântarului.
2. Montați cele 2 tăvi în canelurile alfate pe suprafața cântarului, față în față. Apoi împingeți ușor cele 2 tăvi pentru a le alinia și îmbina/fixa la bază.
3. Apăsați ușor catarama din spate pentru a securiza tava.

- **Instrucțiuni de utilizare a cântarului în modul pentru bebeluși:**

1. Puneți cântarul pe o suprafață plată.
 2. Instalați tava de cântărire conform specificațiilor anterioare.
 3. Apăsați ON/OFF pentru a porni cântarul.
 4. Așezați ușor bebelușul pe tava de cântărit. Afișajul va afișa greutatea.
 5. Ridicați bebelușul de pe cântar.
 6. Apasati butonul ON/OFF pentru a opri cântarul.
- **Instrucțiuni de utilizare a cântarului în modul pentru mama:**
 1. Scoateți tava de cântărire pentru bebeluși. Apoi apasati lung „UNIT” pentru a schimba vizualizarea afișajului.
 2. Așezați-vă pe cântar. Afișajul va afișa greutatea.

NOTĂ: Fără nici o operațiune, cântarul se va opri în 30 secunde.

- **Avertismente:**
 1. Așezați cântarul pe o suprafață plată în momentul utilizării și nu pe alte tipuri de suprafețe.
 2. Nu depozitati cântarul în medii umede, prea calde sau prea reci.
 3. Cântarul este un produs electronic de înaltă precizie. Preveniți căderea sau deteriorarea acestuia în timpul utilizării.
 4. Cand cântarul este murdar, îl puteți curăța cu o bucată de material moale. Nu utilizați detergenți sau apă în exces.
 5. Cântarul poate fi folosit exclusiv pentru utilizare personală. Nu poate fi utilizat în scop comercial.
 6. Scoateți bateriile dacă nu intenționați să folosiți cântarul pe lungă durată.
 7. Afișajul „LO” indică baterie descărcată. Înlocuiți bateriile la timp.

8. În caz de supraponderalite cântarul va afișa „ERR”. Evitați în acest caz cântărirea, pentru a nu deteriora cântarul.

- **SPECIFICAȚII TEHNICE:**

Greutate maxima	120 kg
Precizie	Pana la 20kg – 5g ; 20-120kg – 50g
Alimentare	3 baterii 1,5V AAA
Functie TARE	Scaderea greutatii tavitei, scutecului sau paturicii
Display	LED reversibil dimensiune 90x26mm
Unitate de masura	Kg / lb / st
Dimensiuni	650*320*88mm
Greutate neta produs	1,45kg

Producator: ZHONGSHAN FRECOM ELECTRONIC CO., LTD, 3/F, Building 1, No.13 Xiangfu Rd, Torch Hi Tech Zone, Zhongshan city 528437 Guangdong Province, China
Importator: DASCO DISTRIBUTION CONCEPT SRL, șos. București, nr. 136B, Ciorogârla, jud. Ilfov, tel: 031 4326772, fax: 031 4326773, e-mail: comenzi@dasco.ro

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Termen de garanție : **12 luni de la data achiziției.**

Durata medie de viață a produsului este de 5 ani de la data fabricației.

Cumpărat cu factura/bon fiscal nr. din data de :

Garanția acoperă reparația și/sau înlocuirea produsului ori părților componentelor defecte.

Garanția se acordă numai dacă produsul este însoțit de Certificatul de Garanție și Factura sau Bonul Fiscal de cumpărare, toate în original. În acest scop Cumpărătorul va aduce sau va trimite aparatul la sediul situat la adresa: Dasco Distribution Concept SRL, Sos. Bucuresti, nr. 51, et.1, Ciorogarla, jud. Ilfov, Romania.

Termenul de garanție curge de la data cumpărării și se prelungește cu durata imobilizării produsului în service. Garanția nu acoperă defectele provocate de nerespectarea de către cumpărător a instrucțiunilor de utilizare, precum și de intervenții neautorizate asupra produsului. Ambalajul și bateriile nu fac obiectul garanției.

Distribuitor:

Cumpărător :



S-a efectuat proba de funcționare, mi s-au predat instrucțiunile de utilizare și mi-a fost predat termometrul în perfecta stare de funcționare. Mi s-au adus la cunoștință condițiile de asigurare/pierdere a garanției. Am verificat corectitudinea datelor trecute în acest Certificat de Garanție.

REPARAȚII EFECTUATE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE :

- 1.
- 2.
- 3.