

Încălzitor electric ptr. biberoane și sterilizator Dr. Brown's™ Insta-Feed™

Continutul pachetului:

Încălzitor ptr biberoane

Dozator ptr. apa

2 capace ptr. depozitare

Manual de instrucțiuni

Specificatii: Tensiune nominala: 220-240VAC/50-60Hz500W

Scurta descriere: Biberoane și borcane pentru alimente, calde într-o clipă! Dispozitivul de încălzire a biberoanelor și sterilizatorul Dr. Brown's™ Insta-Feed™ se încălzește în doar 80 de secunde - și sterilizează componente mici. Acest încălzitor de biberoane este mic, dar rapid. Minimizați dezordinea și este de mare ajutor la hrănirea bebelușului. Indiferent dacă încălziți biberoane cu gât larg, cu gât îngust, borcane cu alimente etc., se potrivesc cu ajutorul inelului adaptor și coșului de ridicare convenabil. Dispozitivul de măsurare inclus face ca Insta-Feed™ să fie ușor de utilizat; pur și simplu umpleți-l cu apă distilată în funcție de dimensiunea biberonului și turnați-l înăuntru. Căldura ușoară a aburului încălzește rapid și uniform conținutul la o temperatură potrivită, doar prin apăsarea butonului de pornire! Utilizați capacul cu gât larg sau capacul cu gât îngust inclus la încălzire. Odată ce hrănirea s-a terminat, puteți utiliza funcția de sterilizare încorporată pentru obiecte mici, cum ar fi tetine, piese componente ale biberonului sau suzete. Potrivit ptr. toate biberoanele Dr. Brown's™ și ptr. majoritatea celorlalte mărci de biberoane și borcane de alimente pentru bebeluși.

Mic, dar puternic! Dr. Brown's™ Insta-Feed™ este suficient de mic pentru a nu ocupa mult spațiu, dar suficient de puternic pentru a încălzi biberoanele și borcanele pentru alimente în doar câteva minute. Nu veți avea nicio problemă în găsirea locului de depozitare pentru acest mic încălzitor de biberoane!

COMPONENTE:

Coș de ridicare. Păstrați-vă mâinile în siguranță și obiectele curate cu coșul de ridicare convenabil. Așezați articolele în coș, așezați coșul în interiorul încălzitorului și folosiți mânerul pentru a scoate coșul atunci când încălzirea sau sterilizarea sunt complete.

Capac detașabil. Scoateți capacul pentru încălzirea biberoanelor și puneți-l la loc pentru sterilizarea părților mici! O funcție instantanee facilitează preluarea și dezactivarea.

Capace de depozitare. Două capace de depozitare incluse pentru biberoane cu gât larg și cu gât îngust Dr. Brown's™, facilitează încălzirea. Doar scoateți sistemul de ventilație din biberon, înfiletați capacul de depozitare și este gata ptr. încălzire!

Sterilizator încorporat. Eliminați până la 99,9% din bacteriile și germenii casnici din componentele biberonului, suzete, jucării de dentitie și alte obiecte mici în doar 6 minute.

Avertisment: Intotdeauna verificați temperatura conținutului biberoanelor sau borcanelor înainte de hrănirea bebelușului! Intotdeauna adăugați apă înainte de a porni aparatul! Folosește doar apă distilată ptr. a evita depunerile pe elementul de încălzire! Așteptați minim 10 minute între utilizări!

Cisteste in intregime manualul de instrucțiuni pentru a te familiariza cu caracteristicile produsului înainte de a-l pune în funcțiune. Incapacitatea de a manipula corect produsul poate rezulta în deteriorarea produsului, a altor bunuri personale sau poate cauza traumatisme/rani serioase. Incapacitatea de a manipula produsul într-o manieră sigură și responsabilă poate cauza

traumatisme/rani sau poate deteriora produsul sau alte bunuri. Acest produs nu este destinat folosirii de catre copii. Nu incercati sa il dezamblati sau sa il folositi cu componente incompatibile. Acest manual contine instructiuni pentru siguranta, operare/folosire si intretinere. Este esential sa citesti si sa urmezi toate instructiunile si avertismentele din manual inainte de utilizare, pentru a folosi produsul corect si pentru a evita deteriorarea lui sau ranirea serioasa.

Instructiuni importante legate de siguranta

Citeste si salveaza aceste instructiuni de siguranta importante inainte de a folosi acest dispozitiv. Cand folosesti dispozitive electrice ar trebui intotdeauna urmate precautiile pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare sau vatamari personale, inclusiv urmatoarele:

Nu atinge suprafete fierbinti. Foloseste manere sau butoane.

Pentru a te proteja impotriva electrocutarii nu introduce cablul sau stecherul in apa.

Acest aparat nu va fi folosit de copii. Tineti la distanta de copii aparatul si cablul acestuia.

Scoateti din priza aparatul atunci cand nu il folositi si inainte de a-l curata. Permeteti aparatului sa se raceasca inainte sa mai adaugati sau sa dezamblati anumite atasamente ale acestuia.

Nu incercati sa folositi un aparat care are cablul deteriorat sau dupa ce aparatul nu functioneaza corespunzator sau este stricat. Returnati aparatul la cel mai apropiat service autorizat pentru evaluare, reparare sau ajustare.

Utilizarea atasamentelor accesorii care nu sunt recomandate de Compania Handi-Carft ar putea cauza leziuni. Nu il folositi afara. Nu lasati cablul sa atarne peste marginea mesei sau a blatului sau sa atinga suprafete fierbinti. Nu il asezati pe sau in apropierea aragazelor pe gaz sau electrice, sau intr-un cuptor incalzit. Cand mutati aparatul care contine lichide fierbinti fiti foarte precauti.

Pentru a utiliza aparatul conectati cablul la o priza in perete. Pentru a opri aparatul apasati butonul "power", dupa aceea scoateti cablul din priza. Nu folositi aparatul pentru a face altceva decat pentru scopul pentru care a fost creat.

Un cablu de alimentare scurt este pus la dispozitie pentru a reduce riscul care rezulta din incalzirea lui sau din impiedicarea intr-un cablu mai lung. Puteti folosi prelungitoare mai lungi daca le utilizati cu atentie. Daca e folosit un prelungitor mai lung puterea electrica a prelungitorului ar trebui sa fie cel putin la fel de mare ca si puterea electrica a aparatului si cablul ar trebui aranjat astfel incat sa nu atarne peste blat sau masa de unde poate fi tras de catre copii sau poate cauza o impiedicare neintentionata.

Nu introduceti incalzitorul sau cablul acestuia in apa. Daca cablul este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator, firma care face service, sau persoane calificate pentru a evita orice pericol.

Pentru a curata elementul de incalzire:

Depunerea de minerale se poate forma pe elementul de incalzire pe fundul camerei de incalzire.

Pentru a indeparta depozitele/acumularile de minerale urmeaza pasii de mai jos:

1. Deconectati aparatul de la curent
2. Amestecati 60 ml oțet alb cu 120 ml apă distilată

NU FOLOSITI INALBITOR

3. Turnati amestecul direct în camera de încălzire
4. Lăsați amestecul să rămână în unitate până când se dizolvă orice depozit de minerale
5. Aruncați amestecul de curățare și clătiți cu apă curată
6. Stergeți camera de încălzire cu o cârpă sau lăsați-o să se usuce

Nota: Nu folosi inalbitor sau alte solutii abrazive, sau solvent pentru a curata camera de incalzire sau alte elemente de incalzire, deoarece ar putea cauza deteriorari permanente si va anula garantia produsului.

Pentru alte informatii vizitati <https://shop.drbrowns.ro>, sau contactati vanzatorul local.