

ENAC020 Set biberoane pentru stocare lapte matern Importator: EduClass SRL, Str. Cluceru Udricani, nr. 20, LOT 14, sector 3, Bucuresti, Tel/Fax: 0213454540, Email: contact@educlass.ro. Producator: Uzinmedicare Co.,Ltd - 54.56, Dongtansandan 5- gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18487, Republic of Korea Reprezentant european: OBELIS S.A., Bd. General Wahis,53, 1030, Bruxelles, Belgia, Tel: +32(0)2 732 5954; Fax: +32 (0)2 732 6003,email: mail@obelis.net. Set pentru stocarea laptelui dupa colectare. Capacitate: 160 ml de lapte per biberon. Biberoanele se pot depozita in frigider sau in congelator. Setul include: 2 biberoane, 2 discuri, 2 capace si 2 capace pentru tetina. Materiale si temperatura de sterilizare:Biberon 160 ml, capac, disc : plastic PP (polipropilena) - rezista pana la 100°C. Inainte de prima utilizare: Demontati toate componentele, curatati-le, apoi sterilizati componentele prin introducerea acestora in apa clocotita timp de 5 minute sau sterilizati-le folosind un sterilizator UV/aburi. Acest lucru este necesar pentru a asigura igiena. Curatare si pastrare: Curatati toate componentele inainte de fiecare utilizare pentru a asigura igiena. Dupa fiecare utilizare, demontati toate componentele, spalati-le in apa calda cu detergent, indepartati toate reziduurile alimentare si clatiti-le bine. Apoi sterilizati-le in apa clocotita timp de 5 minute sau la sterilizator. Asigurati-va ca va spalati bine mainile si ca suprafetele sunt curate inainte de a intra in contact cu componentele sterilizate. In timpul sterilizarii in apa clocotita, evitati ca partile produsului sa atinga peretii vasului. Acest lucru poate provoca deformarea ireversibila a produsului, defectarea sau deteriorarea acestuia, pentru care Spectra nu poate fi considerata raspunzatoare. Colorantii alimentari pot provoca decolorarea componentelor. Acest produs poate fi spalat in masina de spalare vase. Nu introduceti produsul intr-un cuptor incins. Nu puneti componentele biberonului in contact cu agenti de curatare abrazivi sau antibacterieni si nu le asezati pe suprafete tratate cu astfel de produse. Produs in Rep. Coreea. Atentie! Atentie! Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de utilizare. Pastrati ambalajul produsului pentru consultare ulterioara. Suptul continuu si prelungit al lichidelor poate provoca aparitia cariilor dentare. Verificati intotdeauna temperatura alimentelor inainte de hranire. Aruncati produsul la primele semne de deteriorare sau uzura. Pastrati componentele care nu sunt utilizate intr-un loc inaccesibil copiilor. Nu permiteti copiilor sa se joace cu componentele de mici dimensiuni si nici sa mearga sau sa alerge in timp ce folosesc biberoanele. Aruncati intotdeauna laptele matern ramas dupa hranire. Verificati produsul inainte de fiecare utilizare pentru a verifica integritatea acesteia. Aruncati produsul la primele semne de deteriorare sau uzura. Acest produs este un accesoriu pentru dispozitive medicale si are un caracter igienico - sanitar. El nu se returneaza, daca a fost desigilat conform O.U.G. 34/2014 Art. 16 lit. e) Cod de bare: 8809108011909