

ENAC065 Accesoriu pompa san - Cupa 16 mm XS Importator: EduClass SRL, Str. Cluceru Udricani, nr. 20, LOT 14, sector 3, Bucuresti, Tel/Fax: 0213454540, Email: contact@educlass.ro. Producator: Uzinmedicare Co.,Ltd - 54.56, Dongtansandan 5- gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18487, Republic of Korea Reprezentant european: OBELIS S.A., Bd. General Wahis,53, 1030, Bruxelles, Belgia, Tel: +32(0)2 732 5954; Fax: +32 (0)2 732 6003,email: mail@obelis.net. Ideala daca doriti sa colectati laptele de la sani simultan sau daca doriti sa aveti o cupa pentru san de rezerva. Ambalaj: blister. Dimensiune: 16 mm. Materiale si temperatura de sterilizare: Cupa pentru san: plastic PP (polipropilenă) – rezista pana la 100°C. Instructiuni: Prima utilizare: Inainte de prima utilizare, dezamblati si spalati toate componentele care intra in contact cu sanul si laptele matern si apoi sterilizati, alegand metoda dorita (scufundare in apa fiarta, sterilizator cu aburi/UV). Dupa fiecare utilizare: Dezamblati si spalati toate componentele setului care intra in contact cu sanul si laptele matern in apa calda cu detergent. Cupa poate fi spalata in masina de spalat vase. Clatiti cu apa curata. Lasati componentele sa se usuce la aer si acoperiti-le atunci cand nu sunt utilizate. Nota: Inainte de fiecare utilizare piesele care intra in contact cu laptele matern trebuie sa fie sterilizate. Produs in Rep. Coreea. Atentie! Acest produs este un accesoriu pentru dispozitive medicale si are un caracter igienico - sanitar. El nu se returneaza, daca a fost desigilat conform O.U.G. 34/2014 Art. 16 lit. e). Componentele care intra in contact cu laptele trebuiesc sterilizate inainte de fiecare utilizare. Laptele matern poate fi stocat 72 de ore in frigider si pana la 3 luni in congelator. Laptele matern nu se incalzeste la microunde si nu se fierbe. Folosirea componentelor la mai multe persoane poate duce la transmiterea diverselor boli. Cod de bare: 8809108014948