

ENAC024 Set cupa pentru san- 28 mm Importator: EduClass SRL, Str. Cluceru Udricani, nr. 20, LOT 14, sector 3, Bucuresti, Tel/Fax: 0213454540, Email: contact@educlass.ro. Producator: Uzinmedicare Co.,Ltd - 54.56, Dongtansandan 5- gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18487, Republic of Korea Reprezentant european: OBELIS S.A., Bd. General Wahis,53, 1030, Bruxelles, Belgia, Tel: +32(0)2 732 5954; Fax: +32 (0)2 732 6003,email: mail@obelis.net. Setul include:1 buc - cupa pentru san, 1 buc - furtun, 1 buc - supapa, 1 buc - sistem de protectie ce nu permite patrunderea laptelui in motor, 1 adaptor furtun pentru pompele Dual Compact si Dual S. Dimensiune: 28 mm-marime L. Materiale si temperatura de sterilizare: Cupa pentru san: plastic PP (polipropilenă) – rezista pana la 100°C; Filtru protectie flux invers: plastic PP (polipropilenă) si silicon (membrana): rezista pana la 100°C/120°C; Supapa: silicon - rezista pana la 120°C; Furtun: silicon - rezista pana la 120°C, Adaptor furtun pentru pompele Dual Compact si Dual S: plastic PP (polipropilenă) – rezista pana la 100°C. Alte materiale: componente metaice placa de baza. Produs in Rep. Coreea. Prima utilizare: Inainte de prima utilizare, dezamblati si spalati toate componentele care intra in contact cu sanul si laptele matern si apoi sterilizati, alegand metoda dorita (scufundare in apa fiarta, sterilizator cu aburi/UV) Dupa fiecare utilizare: Dezamblati si spalati toate componentele kitului pompei care intra in contact cu sanul si laptele matern (cupa pentru san, supapa din silicon, tetina, discul, filetul, biberonul, capacul biberonului) in apa calda cu detergent. Toate componentele kitului pompei pot fi spalate in masina de spalat vase. Clatiti cu apa curata. Lasati componentele sa se usuce la aer si acoperiti-le atunci cand nu sunt utilizare. Atentie! Acest produs este un accesoriu pentru dispozitive medicale si are un caracter igienico - sanitar. El nu se returneaza, daca a fost desigilat conform O.U.G. 34/2014 Art. 16 lit. e). Componentele care intra in contact cu laptele trebuiesc sterilizate inainte de fiecare utilizare. Laptele matern poate fi stocat 72 de ore in frigider si pana la 3 luni in congelator. Laptele matern nu se incalzeste la microunde si nu se fierbe. Folosirea componentelor la mai multe persoane poate duce la transmiterea diverselor boli. Cod de bare: 8809108012319