

ENAC056 Protectii mameloane pentru alaptare - Marime M Importator: EduClass SRL, Str. Cluceru Udricani, nr. 20, LOT 14, sector 3, Bucuresti, Tel/Fax: 0213454540, Email: contact@educlass.ro.
Producator: Uzinmedicare Co.,Ltd - 54.56, Dongtansandan 5-gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18487, Republic of Korea Reprezentant european: OBELIS S.A., Bd. General Wahis,53, 1030, Bruxelles, Belgia, Tel: +32(0)2 732 5954; Fax: +32 (0)2 732 6003,email: mail@obelis.net. Confectionate din silicon moale.
Recomandate cand trebuie sa alaptati si aveti sanii inflamati sau cand mameloanele sunt fisurate sau plate. Utile si cand exista dificultati de apucare a mamelonului de catre sugar. Dimensiune: M- aprox. 20 mm. Setul contine 2 protectoare pentru mameloane cu o cutie pentru depozitare. Materiale: Protectii - 100% silicon; Cutie depozitare: Plastic PP (polipropilena). Curatare si dezinfectare: Inainte de prima utilizare a protectiei pentru mamelon si a cutiei de depozitare, sterilizati-le in apa clocotita timp de 5 minute. Umpleti vasul cu suficienta apa si aduceti apa la fierbere timp de 5 minute. Folositi un cleste pentru a scoate cu grija produsele si asezati-le pe o laveta curata. Uscati-le cu o laveta curata sau lasati-le sa se usuce la aer pe o laveta curata. Dupa fiecare utilizare, spalati-le in apa calda cu detergent, indepartati toate reziduurile si clatiti bine. Produs in Rep. Coreea. Atentie! Cititi cu atentie toate instructiunile inainte de utilizare. Pastrati ambalajul produsului pentru consultare ulterioara. In cazul in care, in timpul utilizarii acestui produs sau ca urmare a utilizarii acestuia, are loc un incident grav, va rugam sa il raportati producatorului si/sau reprezentantului sau autorizat. Utilizati produsul numai in scopul pentru care a fost conceput, conform descrierii din aceste instructiuni de utilizare. Produsul nu trebuie utilizat de mai multe persoane. Acest lucru poate prezenta un risc pentru sanatate si poate duce la contaminare incrucisata.
Nu utilizati produsul daca ambalajul este deschis sau deteriorat inainte de prima utilizare. Verificati produsul inainte de fiecare utilizare. Aruncati produsul la primele semne de deteriorare sau uzura. Nu lasati niciodata ambalajul si componentele nesupravegheate. Nu lasati produsul si componentele acestuia la indemana copiilor. In cazul aparitiei unor probleme sau dureri, consultati un consultant in alaptare sau un medic. Acest produs este un accesoriu pentru dispozitive medicale si are un caracter igienico - sanitar. El nu se returneaza, daca a fost desigilat conform O.U.G. 34/2014 Art. 16 lit. e) Cod de bare: 8809108017574