

ENAC012 Pungi colectare lapte cu conectare directa (10 pungi, conector inclus) Importator: EduClass SRL, Str. Cluceru Udricani, nr. 20, LOT 14, sector 3, Bucuresti, Tel/Fax: 0213454540, Email: contact@educlass.ro. Producator: Uzinmedicare Co.,Ltd - 54.56, Dongtansandan 5- gil, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18487, Republic of Korea Reprezentant european: OBELIS S.A., Bd. General Wahis,53, 1030, Bruxelles, Belgia, Tel: +32(0)2 732 5954; Fax: +32 (0)2 732 6003,email: mail@obelis.net. Acest produs a fost conceput pentru a reduce transferurile inutile ale laptelui matern in timpul procesului de pompare si se utilizeaza conectat la pompa de san Spectra (cupa).Usor de utilizat. Se pot conecta direct la cupa pompei dvs. Spectra, astfel ca puteti colecta laptele direct in ele, nefiind necesar sa mai transferati laptele. Nu bagati pungile in cuptorul cu microunde. Nu le fierbeti, incalziti laptele folosind apa calda. Inainte de folosirea pungilor, asigurati-va ca aveti mainile curate. Cand doriti sa depozitati pungile la congelator, umpleti 2/3 din capacitatea lor (aprox. 140 ml). Prevazute cu senzor de temperatura. Setul include: 10 pungi cu capac si conector special pentru cupa pompei Spectra si pentru biberoanele cu gatul larg Spectra. Material pungi: PET (polietilenă tereftalat - plastic reciclabil) si LDPE (polietilena de joasa densitate -plastic). Material conector: PP (polipropilena - plastic). Produs in Rep. Coreea. Atentie! Pentru incalzirea laptelui matern, utilizati apa la o temperatura corespunzatoare, de maximum 55°C. Nu decongelati direct in apa clocotita sau in cuptorul cu microunde. Punga care contine lapte matern trebuie tinuta in pozitie verticala in timpul pastrarii sau decongelarii. Chiar si in perioada recomandata de pastrare, verificati intotdeauna starea laptelui matern inainte de hranire. Pastrati produsul intr-un loc inaccesibil copiilor. Aveti grija sa nu deteriorati sau perforati punga de depozitare. Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunile de pe ambalaj sau de pe site si asigurati-va ca ati inteles modul de utilizare. Daca observati orice problema la produs in timpul utilizarii, opriti imediat utilizarea si contactati serviciul de relatii cu clientii. Laptele matern poate fi stocat dupa cum urmeaza - la temperatura camerei cu o temperatura intre aproximativ 19-22°C: 4 ore; frigider cu o temperatura de aproximativ 0-4°C: 24 de ore; congelator (congelator separat / congelator al frigiderului): aproximativ 2 luni. Laptele matern nu se incalzeste la microunde si nu se fierbe. Componentele care intra in contact cu laptele trebuiesc sterilizate inainte de fiecare utilizare.Folosirea componentelor la mai multe persoane poate duce la transmiterea diverselor boli. Data expirare: 3 ani de la data inscriptonata pe cutie. Cod de bare: 8809108013408