



- a. مقياس الحرارة السريري (الترمومتر) الخالي من الزئبق هو نوع من أجهزة قياس درجة حرارة المريض، ويمكن استخدامه لقياس درجة الحرارة من فم المريض أو الإبط أو فتحة الشرج.
- b. المنتج متوافق مع المعيار EN12470-1:2000 + A1:2009، مقياس الحرارة السريرية - الجزء 1: مقياس حرارة زجاجية بسائل معدني مزودة بجهاز لقياس الحرارة القصوى:
1. شروط الاستخدام: قياس مدى درجة الحرارة يجب أن يكون بين 35 درجة مئوية إلى 42 درجة مئوية، ويجب أن تكون درجة حرارة الوسط البيئي 20 درجة مئوية حتى 30 درجة مئوية؛ إذا كانت درجة حرارة التخزين أقل من 20 درجة مئوية، يرجى وضع مقياس الحرارة في درجة الحرارة 20 درجة مئوية حتى 30 درجة مئوية لمدة 1-2 ساعة على الأقل أو 30 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية لمدة عشر دقائق قبل الاستخدام أو الاختبار.
  2. يجب أن تكون درجة الحرارة أقل من 42 درجة مئوية عندما يتم تخزينها ونقلها؛
  3. التخلص من مقياس الحرارة: بعد الاستخدام، حرك السائل المعدني لأسفل، ثم قم بتنظيف مقياس الحرارة وضعه في علبة بلاستيكية لتجنب أي ضرر.
- ملاحظة للتأرجح: أمسك بجزء الذيل من مقياس الحرارة بالإبهام والسبابة بإحكام وباعتناية، وقلب مقياس الحرارة برفق عدة مرات حتى يتجه السائل لأسفل.

#### إجراءات الاستخدام












1. يجب أن يقع عمود السائل تحت أقل علامة مرقمة للمقياس قبل الاستخدام، ثم يتم تنظيف مقياس الحرارة وتطهيره بالكحول الطبي أو وضعه على أنبوب بلاستيكي مُطهر.
2. احرص على وضع مقياس الحرارة السريري أسفل لسان المريض بالنسبة إلى مقياس الحرارة الفموي وأخبره أن يعلق فمه بإحكام.
3. يتم وضع مقياس حرارة سريري لاستخدام المستقيم مع بعض مواد التزيق قبل إدخاله في فتحة الشرج.
4. احرص على وضع مقياس الحرارة السريري تحت إبط المريض بالنسبة لمقياس حرارة الإبط السريري، واطلب من المريض أن يحتفظ به تحت الإبط بإحكام.

#### تحذير

1. حذر المريض من المضغ والتحدث واللعب عندما يكون مقياس الحرارة السريري أسفل لسانه؛
2. اطلب من الأطفال المرضى الاستلقاء بهدوء، وساعدهم على حمل الطرف الآخر من مقياس الحرارة السريري لاستخدامه في المستقيم في حالة إدخاله بعمق شديد أو انزلاقه من فتحة الشرج.
3. تجنب الاستحمام أو الأكل أو التدخين قبل نصف ساعة من قياس درجة حرارة الجسم.
4. لم يتم تصميم مقياس الحرارة للتطبيقات الخاصة (مثل مقياس الحرارة للأطفال الخدج، ومقياس حرارة التبول)؛

#### التخلص من مقياس الحرارة السريرية

السائل المعدني عبارة عن سبيكة تتكون من الغاليوم والإنديوم والقصدير، يجب التعامل مع مقياس الحرارة السريري هذا بحذر. على وجه الخصوص، يجب توخي الحذر لتجنب سقوط الجهاز أو معالجته بأي طريقة قد تؤدي إلى تلفه. عندما ينكسر مقياس الحرارة السريري، يتم تنظيف السائل المعدني المنسكب بقطعة قماش مبللة برغوة الصابون.

	IT - Codice prodotto EN - Product code
	IT - Numero di lotto EN - Lot number
	IT - Fabbricante EN - Manufacturer
	IT - Data di fabbricazione EN - Date of manufacturing
	IT - Conservare al riparo dalla luce solare EN - Keep away from sunlight
	IT - Conservare in luogo fresco e asciutto EN - Keep in a cool, dry place
	IT - Leggere le istruzioni prima dell'uso EN - Consult instructions for use
	IT - Non contiene mercurio EN - Mercury free
	IT Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE EN Medical device complies with 93/42/CEE
	IT - Attenzione leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso EN - Caution: read instructions (warnings) carefully
	IT - Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea EN - Authorized representative in the European Community

 Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.  
No.43 Xixin Road, Zhangjing, Xibei Town, Wuxi City,  
Jiangsu, 214194 China

 ECTREPI Lotus NL B. V.  
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.  
Tel: 0031626669008, Email: peter@lotusnl.com

Distributed by:  
Medel International Srl  
Via Villapizzone 26 - 20156 Milano / Italy  
www.medelinternational.it