

SINCE 1966
MADE IN ITALY
FLAEM[®]
a healthy lifestyle

*Lella
la coccinella*

BUBURUZA





MANUAL INSTRUCTIUNI DE
UTILIZARE






Type Approved

www.tuv.com
ID 2000000000

RF6 Basic²



Rhino-Clear



Schemă de montare

Lella the Ladybug

SISTEM COMPLET PENTRU AEROSOLOTERAPIE

Mod. P0406EM F700

Vă felicităm pentru achiziția dumneavoastră și vă mulțumim pentru alegerea aparatului nostru. Obiectivul nostru este satisfacerea deplină a clienților, oferindu-le sisteme de ultimă oră pentru tratarea afecțiunilor căilor respiratorii superioare.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru a le consulta ulterior.

Folosiți acest aparat doar conform descrierii din acest manual de instrucțiuni.

Acesta este un aparat medical de uz casnic pentru administrarea și nebulizarea medicamentelor prescrise sau recomandate de medicul dumneavoastră. Vă rugăm să vizitați site-ul www.easycare.ro pentru a vedea întreaga gamă de produse Flaem.

ROMÂNĂ

ACEST APARAT INCLUDE:

- | | |
|--|---|
| A - Aparat pentru aerosoloterapie | C5 - Duș nazal RHINO CLEAR® |
| A1 - Întrerupător | C5.1 - Adaptor nazal transparent „A”,
adekvat pentru copii cu vârsta mai mică de 3 ani |
| A2 - Port de evacuare a aerului | Adaptor nazal alb „B”,
adekvat |
| A3 - Filtru de aer | pentru copii între 3 și 10 ani |
| A4 - Port pentru nebulizator | Adaptor nazal albastru „C”,
adekvat pentru copii cu vârsta mai mare de 10 ani |
| A5 - Priză pentru cablul de alimentare | C5.2 - Separator |
| A6 - Cablu de alimentare | C5.3 - Atomizor |
| B - Tub de conectare (unitate principală/nebulizator) | C5.4 - Corpul dușului, cu mâner ergonomic |
| C - Accesorii | C5.4.1 - Cameră de nebulizare de 10 ml |
| C1 - Nebulizator RF6 Basic ² | C5.4.2 - Cameră de colectare |
| C1.1 - Piesă inferioară | C5.5 - Buton de dozare |
| C1.2 - Duză completă C1.3 | C5.5.1 - Buton C5.5.2 |
| - Piesă superioară | - Capac din cauciuc |
| C1.4 - Capac | C6 - Mufă de conectare a tubului dușului nazal |
| C2 - Muștiuc | E - Geantă de transport |
| C3 - Mască pentru adulți (PVC) | F - Povestea „Lella the Ladybug” („Gărgărița Lella”) |
| C4 - Mască pentru copii (PVC) | |



PRECAUȚII IMPORTANTE

- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată și periodic de-a lungul duratei de viață a acestuia verificați integritatea sa structurală și cea a cablului de alimentare pentru a vă asigura că nu există niciun semn de deteriorare; dacă acesta este deteriorat, nu îl conectați la priză și duceți de îndată produsul la un centru de asistență tehnică FLAEM sau la distribuitorul dumneavoastră local.
- Durata medie de viață a accesoriilor este de 1 an; cu toate acestea, recomandăm înlocuirea nebulizatorului o dată la 6 luni în cazul utilizării intense (sau mai repede, dacă nebulizatorul este obstrucționat) în vederea asigurării permanente a efectelor terapeutice maxime.
- Nu permiteți să fie folosit ca jucărie. Când aparatul este utilizat de către sau în apropierea unui copil este necesară atenție sporită.
- Copiii și persoanele cu dizabilități trebuie să folosească întotdeauna aparatul sub stricta supraveghere a unui adult care a citit în prealabil acest manual.
- Unele piese ale aparatului sunt suficient de mici încât să fie înghițite de copii; așadar, nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Nu folosiți tuburile și cablurile aparatului în alte scopuri decât cele specificate, deoarece pot constitui un pericol de strangulare; trebuie acordată o atenție deosebită copiilor și persoanelor cu nevoi speciale; în general, astfel de persoane nu sunt capabile să estimeze pericolele în mod corect.
- Aparatul nu trebuie folosit în prezența amestecurilor anestezice inflamabile în combinație cu aer, oxigen sau protoxid de azot.
- Țineți cablul la distanță de suprafețele încălzite.
- Țineți cablul de alimentare la distanță de animale (de exemplu, rozătoare), deoarece acestea pot deteriora izolația cablului de alimentare.
- Nu manevrați aparatul cu mâinile ude. Nu utilizați aparatul în medii umede (de exemplu, atunci când faceți baie sau duș). Nu introduceți aparatul în apă; dacă acest lucru se întâmplă în mod accidental, deconectați imediat aparatul. Nu scoateți aparatul sau nu îl atingeți când este în apă înainte de a scoate ștecherul. Duceți de îndată aparatul la un centru de reparații autorizat sau la distribuitorul dumneavoastră local.

- Utilizați aparatul doar în medii fără praf; în caz contrar, terapia poate fi compromisă.
- Carcasa aparatului nu este protejată împotriva pătrunderii lichidelor. Nu spălați aparatul sub jet de apă sau nu îl introduceți în apă. Evitați stropirea aparatului cu apă sau alte lichide.
- Nu expuneți aparatul temperaturilor ridicate.
- Nu așezați aparatul în apropierea surselor de căldură, în lumina directă a soarelui sau în medii fierbinți.
- Nu obstrucționați sau nu introduceți obiecte în filtru sau în carcasa acestuia.
- Nu obstrucționați fantele de aerisire aflate pe ambele părți ale aparatului.
- În timpul utilizării, așezați întotdeauna aparatul pe o suprafață solidă, fără obstacole.
- Înainte de fiecare utilizare asigurați-vă că fantele de aerisire nu sunt obstrucționate de niciun material.
- Nu introduceți obiecte în fantele de aerisire.
- Durata medie de funcționare prevăzută pentru gama de compresoare este: F400: 400 ore, F700: 700 ore, F1000: 1000 ore, F2000: 2000 ore.
- Reparațiile trebuie să fie efectuate doar de personal autorizat. Orice reparații neautorizate vor duce la anularea garanției și pot constitui un pericol pentru siguranța utilizatorului.
- AVERTISMENT: Nu modificați acest echipament fără autorizație din partea producătorului
- Producătorul, vânzătorul și importatorul sunt responsabili pentru siguranța, fiabilitatea și funcționarea aparatului numai dacă: a) aparatul este folosit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare b) instalația electrică a spațiului unde este folosit aparatul este în conformitate cu legislația în vigoare.
- Interacțiuni: Materialele folosite care vin în contact cu medicamentele au fost testate pentru o gamă largă de medicamente. Cu toate acestea, dată fiind varietatea și dezvoltarea continuă a medicamentelor, posibilitatea unei interacțiuni chimice nu poate fi exclusă. Vă recomandăm să folosiți medicamentul cât mai repede posibil după deschiderea ambalajului și să evitați contactul prelungit al medicamentului cu nebulizatorul.
- Trebuie să luați legătura cu producătorul pentru sesizarea problemelor și/sau incidentelor neprevăzute legate de funcționarea aparatului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


NEBULIZATOR RF6 BASIC²

Înainte de fiecare utilizare, nebulizatorul și accesoriile trebuie curățate în conformitate cu instrucțiunile din secțiunea „CURĂȚARE, IGIENIZARE, DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE”. Se recomandă utilizarea personală a nebulizatorului și accesoriilor acestuia, pentru a se evita orice risc de infecție.

1. Conectați cablul de alimentare (A6) la priză (A5) și introduceți ștecherul cablului de alimentare într-o priză de alimentare care corespunde tensiunii aparatului. Acesta trebuie așezat astfel încât deconectarea de la rețea să nu se efectueze cu dificultate.
2. Deschideți nebulizatorul răsucind piesa superioară (C1.3) în sens antiorar.
3. Turnați medicamentul prescris de doctor în piesa inferioară (C1.1). Închideți nebulizatorul răsucind piesa superioară (C1.3) în sens orar.
4. Conectați accesoriile după cum se indică în „Schema de conectare” de pe copertă.
5. Așezați-vă confortabil, țineți nebulizatorul în mână și fixați muștiucul pe gură sau folosiți piesa nazală sau masca. Dacă optați pentru mască, fixați-o pe față după cum se poate vedea în imagine (cu sau fără banda elastică).



Capacul (C1.4) furnizat împreună cu nebulizatorul RF6 Basic² permite administrarea medicamentului în 2 moduri:



„mod standard”
pentru administrare
optimă și pierdere
minimă din
medicament



„mod rapid”
pentru un tratament mai rapid

6. Porniți aparatul cu ajutorul întrerupătorului (A1), apoi inspirați și expirați profund.
7. La încheierea tratamentului, opriți aparatul și deconectați cablul de alimentare.

AVERTISMENT: Dacă, în urma sesiunii de tratament, se acumulează umezeală în tub (B), demontați tubul nebulizatorului și uscați-l cu ajutorul ventilatorului compresorului cu care este prevăzut aparatul; această operațiune va împiedica formarea mucoșului în interiorul tubului.

DUȘ NAZAL RHINO CLEAR®

Înainte de fiecare utilizare, spălați-vă bine pe mâini și igienizați aparatul RHINO CLEAR® după cum se descrie în secțiunea „CURĂȚARE, IGIENIZARE, DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE”. În timpul aplicării, este recomandabil să vă protejați de orice scurgeri.

- 1) Scoateți adaptorul (C5.1) și separatorul (C5.2).
- 2) Introduceți soluția (max. 10 ml) în camera de nebulizare (C5.4.1), după ce ați introdus în prealabil atomizorul (C5.3).
- 3) Aplicați separatorul (C5.2), verificând dacă săgeata de pe corpul dușului este aliniată cu separatorul (Fig. B). Apoi, introduceți adaptorul corect pentru vârsta dumneavoastră sau cea mai adecvată mărime, pentru a se potrivi cu mărimea nărilor dumneavoastră (C5.1A/ C5.1B/C5.1C).
- 4) Conectați aparatul RHINO CLEAR® prin intermediul tubului (B) și al mufei (C6).
- 5) Porniți aparatul cu ajutorul întrerupătorului (A1).
- 6) Apropiati aparatul de nas și introduceți delicat piesa nazală a adaptorului într-o nară.
- 7) În timpul tratamentului, este de preferat să țineți presată cealaltă nară, în care nu se aplică dușul, presând ușor cu degetul.
- 8) Acționați dușul ținând apăsat butonul de dozare manuală (C5.5) în faza de inhalare și eliberați-l înainte să expirați; în această etapă, pentru a ajuta eliminarea mucozităților, suflați ușor pe nara tratată, direct în RHINO CLEAR®.
- 9) Repetați pașii de la 6 la 8 pentru cealaltă nară, încercând să distribuiți uniform soluția între cele două nări.
- 10) În cazul utilizării la copii sau persoane dependente de altcineva sau atunci când există probleme în coordonarea diferitelor faze ale paragrafului 8), recomandăm aplicarea prin alternarea nărilor, aproximativ 20 de secunde pentru fiecare, cu pauze necesare pentru eliminarea mucozităților.
- 11) Operațiunile descrise în paragrafele precedente sunt utile pentru curățarea nazală cu ajutorul serurilor fiziologice. Tratamentul cu medicamente este recomandabil după o primă curățare cu ser fiziologic, pentru a se obține o distribuire mai eficientă a medicamentului asupra mucozității nazale.

CURĂȚARE, IGIENIZARE, DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE

Opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare, înainte de a continua cu orice operațiune de curățare.

CURĂȚAREA APARATULUI ȘI A SUPRAFEȚEI EXTERIOARE A TUBULUI

Folosiți numai o lavetă cu detergent antibacterian (neabraziv și fără niciun solvent)

IGIENIZAREA, DEZINFECTAREA ȘI STERILIZAREA ACCESORIILOR

Recomandăm utilizarea personală a accesoriilor, pentru a se evita orice risc de răspândire a infecției. Demontați accesoriile conform descrierii de mai jos:

C1 - Deschideți nebulizatorul răsuind piesa superioară (C1.3) în sens antiorar, scoateți duza din piesa superioară (C1.3) și apoi demontați-o conform prezentării din secțiunea „Schemă de montare” C1.2.

C5 - Demontați conform prezentării din secțiunea „Schemă de montare” C5.

IGIENIZARE

De fiecare dată înainte și după utilizare, igienizați accesoriile alegând una dintre metodele descrise mai jos

(metoda A): Igienizați accesoriile C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5.1A-C5.1B-C5.1C-C5.2-C5.3-C5.4-C5.5.1-C5.5.2-C6 folosind apă caldă de la robinet (aprox. 40°C) cu lichid de spălare delicat (neabraziv) sau spălați-le într-o mașină de spălat vase, folosind ciclul de spălare cu apă caldă.

(metoda B): Igienizați accesoriile C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5.1A-C5.1B-C5.1C-C5.2-C5.3-C5.4-C5.5.1-C5.5.2-C6, introducându-le într-o soluție obținută din 50% apă și 50% oțet alb. Clătiți bine cu apă caldă de la robinet (aprox. 40°C).

(metoda C): Igienizați accesoriile C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C5.1A-C5.1B-C5.1C-C5.2-C5.3-C5.4-C5.5.1-C5.5.2-C6 prin fierberea lor în apă timp de 20 de minute, de preferat folosind apă demineralizată sau distilată, pentru a preveni depunerile de calcar.

După igienizarea accesoriilor, scuturați-le bine și așezați-le pe un prosop de hârtie sau uscați-le cu jet de aer cald (de exemplu, cu un uscător de păr).

DEZINFECTARE

Accesoriile care pot fi dezinfectate sunt (C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C3-C4-C5.1A-C5.1B-C5.1C-C5.2-C5.3-C5.4- C5.5.1-C5.5.2-C6). Procedura de dezinfectare descrisă în acest alineat trebuie să fie efectuată înainte de a folosi accesoriile și este eficientă doar dacă sunt respectate toate instrucțiunile de aici și dacă toate componentele respective sunt igienizate în prealabil.

Dezinfectantul care se va folosi trebuie să fie de tip cloroxidant electrolitic (ingredient activ: hipoclorit de sodiu), special pentru dezinfectare, disponibil în toate farmaciile.

Procedură:

- Umpleți un recipient în care pot să încapă toate componentele individuale care urmează să fie dezinfectate cu o soluție

- obținută din apă potabilă și dezinfectant, respectând proporțiile indicate pe ambalajul dezinfectantului.
- Introduceți fiecare componentă în întregime în soluție, având grijă să evitați formarea bulelor de aer în contact cu componentele. Lăsați componentele în soluție atât timp cât se indică pe ambalajul dezinfectantului, în conformitate cu concentrația aleasă pentru prepararea soluției.
 - Scoateți componentele, care acum sunt dezinfectate, și clățiți-le bine cu apă potabilă caldă.
 - După dezinfectare, scuturați bine accesoriile și puneți-le pe un prosop de hârtie sau uscați-le cu jet de aer cald (de exemplu, cu ajutorul unui uscător de păr).
 - Aruncați soluția în conformitate cu recomandările producătorului dezinfectantului.

STERILIZARE

Accesoriile supuse sterilizării sunt (C1.1-C1.2-C1.3-C1.4-C2-C5.1A-C5.1B-C5.1C-C5.2-C5.3-C5.4-C5.5.1- C5.5.2-C6). Procedura de sterilizare descrisă în acest paragraf este legalizată, conform ISO 17665-1 și se aplică în cazul tuturor componentelor, numai dacă instrucțiunile sunt urmate cu strictețe și componentele au fost igienizate în prealabil.

Echipamente:

Vacuum fracționat și suprapresiune sterilizator cu abur, conform standardului EN 13060

Realizare:

Fiecare componentă care va fi sterilizată se împachetează într-un sistem sau ambalaj cu barieră sterilă, în conformitate cu standardul EN 11607. Amplasați componentele împachetate în sterilizatorul cu aburi. Parcurgeți ciclul de sterilizare, conform instrucțiunilor de utilizare a echipamentului, la o temperatură de 134°C timp de 10 minute.

Depozitare:

Depozitați componentele sterilizate conform instrucțiunilor de utilizare ale sistemului sau ambalajului cu barieră sterilă ales.


FILTRAREA AERULUI

Aparatul este prevăzut cu un filtru de aer (A3), care trebuie înlocuit atunci când se murdărește sau când își schimbă culoarea. Nu spălați sau nu refolosiți filtrul uzat. Filtrul trebuie să fie înlocuit cu regularitate, pentru a susține performanța eficientă a compresorului. Filtrul trebuie verificat cu regularitate. Pentru filtre de schimb, contactați distribuitorul sau un centru de reparații autorizat.

Pentru înlocuirea filtrului:

Ridicați capacul și scoateți filtrul cu ajutorul unei șurubelnițe (consultați fig.). Filtrul este proiectat pentru a rămâne fixat în carcasa proprie.

Utilizați numai accesoriile originale Flaem.



SIMBOLURI



Certificare TÜV ref. EN 60601-1 3° Ed. - EN60601-1-11



0051 Marcaj CE dispozitiv medical ref. Directiva 93/42/CEE, cu modificările ulterioare



Aparat din clasa II



Important: consultați instrucțiunile de utilizare



„OPRIT” pentru echipament



”PORNIT” pentru echipament



Conformitate cu: Standardul european EN 10993-1 „Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale” și Directiva 93/42/CEE „Dispozitive medicale”



Numărul de serie al aparatului



Producător



Piesă aplicată de tip BF



Curent alternativ



Pericol: electrocutare.


Consecință: Deces.

Nu utilizați aparatul atunci când faceți baie sau duș



A se păstra uscat

DATE TEHNICE

Tensiune:	230V~ 50Hz 140VA	115V ~ 50Hz	220V ~ 50Hz
Certificări de siguranță:			
Presiune maximă:	2,6 ± 0,4 bar		
Debitul de aer al compresorului:	10 l/min aprox.		
Dimensiuni (L)x(P)x(H)	21x16x13 cm		
Greutate	1,600 kg		
Nivel de zgomot (la 1 m):	aprox. 55 dB (A)		
Funcționare:	utilizare continuă		

PIESE APLICATE

Piese aplicate de tip BF sunt: accesorii pentru pacient (C2,C3,C4,C5.1A-C5.1B-

Nebulizator RF6 BASIC²

Capacitate minimă medicament 2 ml
Capacitate maximă medicament: 8 ml
Presiune de lucru (cu neb.) 0,8 bar

	Mod. rapid	Mod. standard
⁽¹⁾ Debit:	aproximativ 0,42 ml/min	aproximativ 0,32 ml/min
⁽²⁾ DAMM:	3.6 μm	3.6 μm
⁽²⁾ Frațiuni respirabile < 5 μm (FPF (frațiuni cu particule fine)):	67%	66%

⁽¹⁾ Date obținute în conformitate cu procedura internă Flaem I29-P07.5

⁽²⁾ Caracterizare in vitro certificată de TÜV Rheinland Product GmbH - Germania în conformitate cu noul Standard european pentru aparate pentru aerosoloterapie, Standard EN 13544-1, ANEXA CC. Detalii suplimentare sunt disponibile la cerere.

SPECIFICAȚII DUȘ NAZAL Mod.: Rhino Clear®

Capacitate: medicament 10 ml maximum
timp de dozare 10 ml ⁽¹⁾ 2' 10''
MMD ⁽²⁾ 48 μm
% <10 μm ⁽²⁾ 3.2%

⁽¹⁾ Teste efectuate cu ser fiziologic 0,9% NaCl , conform procedurii interne Flaem

⁽²⁾ Date colectate cu ajutorul sistemului Laser Malvern Mastersizer (într-un laborator certificat)

Condiții de funcționare:	Condiții de depozitare:
Temperatură: min 10°C; max 40°C	Temperatură: min -25°C; max 70°C
Umiditatea aerului: min 10%; max 95%	Umiditatea aerului: min 10%; max 95%
Presiune atmosferică: min 69 KPa; max 106 KPa	Presiune atmosferică: min 69 KPa; max 106 KPa

ELIMINAREA APARATULUI În conformitate cu Directiva 2002/96/CE, simbolul indicat pe aparatul care trebuie



eliminat arată că acesta este considerat deșeu și, prin urmare, face obiectul „colectării diferențiate a deșeurilor”. Utilizatorul trebuie să predea (sau să asigure predarea) deșeurii menționat anterior unui centru corespunzător de colectare a deșeurilor pus la dispoziție de autoritățile locale sau să îl predea

distribuitoarelor la achiziționarea unui aparat nou de același tip. Operațiunile de colectare, tratare, recuperare și eliminare a deșeurilor presortate favorizează producerea aparatelor din materiale reciclate și limitează efectele negative asupra mediului înconjurător și sănătății publice provocate de gestionarea incorectă a deșeurilor. Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator poate duce la aplicarea amenzi administrative în conformitate cu legile de transpunere a Directivei 2002/96/CE din statul membru european sau din țara în care este eliminat produsul.

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ Acest aparat a fost conceput pentru a îndeplini cerințele de compatibilitate electromagnetică (EN 60601-1-2:2007) prevăzute în prezent. Dispozitivele medicale electrice necesită atenție specială. În timpul instalării și utilizării în ceea ce privește cerințele EMC (compatibilitate electromagnetică), prin urmare, este necesar ca acestea să fie instalate și/sau utilizate în conformitate cu specificațiile producătorului. Există un potențial risc de interferență electromagnetică cu alte dispozitive, în special cu alte dispozitive de analiză și tratament. Dispozitivele radio și de telecomunicații mobile sau cele portabile RF (telefoane mobile sau conexiune wireless) pot interfera cu funcționarea dispozitivelor medicale electrice. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vizitați site-ul www.flaemnuova.it. Flaem își rezervă dreptul de a aduce modificări tehnice și funcționale produsului fără notificare prealabilă.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Condițiile garanției:

APARATUL BENEFICIAZĂ DE O GARANȚIE DE 2 ANI DE LA DATA CUMPĂRĂRII

Prezenta garanție nu afectează drepturile consumatorului prevăzute de legislația în vigoare (legea 449/2003 și OG 21/1992). Garanția acoperă orice defect al materialelor sau de fabricație, cu condiția ca aparatul să nu fi suferit intervenții neautorizate din partea clientului sau a personalului neautorizat de către DASCO DISTRIBUTION CONCEPT SRL ca distribuitor al FLAEM NUOVA S.p.A., sau în cazul utilizării în alt scop decât cel pentru care a fost conceput. De asemenea, aceasta se acordă numai în baza certificatului de garanție în original, completat integral, semnat și stampilat, însoțit de documentul de achiziție. Garanția acoperă și înlocuirea sau repararea componentelor cu defecte de fabricație. Sunt excluse din prezenta garanție componentele supuse uzurii normale, daunele generate de folosirea necorespunzătoare, de căzături, de transport, de neefectuarea întreținerii sau, în orice caz, din cauze neimputabile fabricantului.

DASCO DISTRIBUTION CONCEPT S.R.L. își declină orice răspundere pentru eventuale daune, directe sau indirecte, suferite de persoane, animale și/sau lucruri, din cauza nefuncționării sau funcționării incorecte sau din cauza utilizării necorespunzătoare a aparatului. Garanția se acordă pe întreg teritoriul României, cu ajutorul Centrelor de Asistență Tehnică Autorizate. În cazul defecțiunii, aparatul curat și împachetat trebuie trimis prin poștă și/sau adus la Centrul de Asistență Tehnică Autorizat sau la sediul DASCO DISTRIBUTION CONCEPT SRL, situat în Otopeni, str. Ion Creanga, nr. 10J, jud. Ilfov (vezi lista de SERVICE a tuturor Centrelor de Asistență inclusă din ambalaj), anexând certificatul de garanție completat corespunzător și bonul fiscal sau factura de cumpărare și/sau dovada efectuării plății, în cazul cumpărării on-line prin intermediul paginilor de internet (atenție: Contravaloarea produsului trebuie să fie lizibilă, să nu fie ștersă); în caz contrar, garanția nu va fi considerată valabilă, fiindu-vă debitată contravaloarea operațiunii și a transportului. Cheltuielile poștale de expediție și retrimiteri a aparatului cad în sarcina Centrului de Asistență Tehnică Autorizat în cazul în care se aplică garanția. În cazul în care Centrul de Asistență Tehnică Autorizat constată că aparatul nu prezintă defecțiuni și/sau se constată că funcționează, costul operațiunii și eventualele costuri de expediție și de retrimiteri a aparatului cad în sarcina clientului. Din motive igienice, legate de contaminarea cu microbi, produsul va fi destinat utilizării exclusive în scop personal, astfel că, în cazul defecțiunii aparatului, acesta va fi reparat în intervalul de timp adecvat. DASCO DISTRIBUTION CONCEPT S.R.L. nu răspunde pentru prelungirile ulterioare ale perioadei de garanție acordate de terți.

ATENȚIE: GARANȚIA ESTE VALABILĂ NUMAI DACĂ ESTE COMPLETATĂ INTEGRAL ȘI ESTE ÎNSOȚITĂ DE BONUL FISCAL / FACTURĂ SAU DE DOCUMENTUL AFERENT CARE DOVEDEȘTE DATA CUMPĂRĂRII / ATESTĂ PLATA, ÎN CAZUL ACHIZIȚIEI ON-LINE PRIN INTERMEDIUL MAGAZINELOR ONLINE.

EVIDENȚA LUCRARILOR SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

DATA INTRĂRII	DEFECT RECLAMAT	DATA RESTITUIRII

Anexați bonul fiscal sau factura de achiziție	Răvănțator (stampilă și semnătură)
---	---------------------------------------

DISTRIBUITOR :

Dasco Distribution Concept SRL, Str. Ion Creanga, nr. 10J, Otopeni, Jud Ilfov
Tel : 031.4326772 ; Fax : 031.4326773 ; e-mail : office@easycare.ro ; office@vivil.ro



Elettromedicali / Elettrodomestici
Via Colli Storic, 221, 223, 225 - 25015
S. MARTINO D/B. (BS) - ITALIA
Tel. +39 030 9910168 r.a. + Fax +39 030
9910287
www.flaem.it

© Drepturi de autor FLAEM NUOVA S.p.A., 2014

cod. 10972D0-0 Rev. 05/2014
(TUV 4)