

marimer

marimer

Proizvedeno u Francuskoj
Fabricat în Franța
Morska voda u spreju
100% prirodna
Klinički dokazana
učinkovitost*

HR MARIMER Higijena nosa je 100% prirodna sprej bogata mineralnim solima i morskim oligoelementima. Njegova mikrodifuzija omogućuje nježnu i homogenu primjenu na sluznicu. Njegov rasprskivač osigurava laku i sigurnu primjenu.
Sastav: Izotonična otopina morske vode (ekvivalent 9 g/L), prečišćena voda.
Indikacije: MARIMER Higijena nosa preporučuje se za odrasle, malu djecu i dojenčad, uključujući novorođenčad (isključujući nedonošćad):
• Za svakodnevnu higijenu nosa
• Vlaži sluznicu nosa
• Olakšava uklanjanje nosnog sekreta
• Preporučuje se u slučaju alergijskog rinitisa
• Pogledajte popis kliničkih ispitivanja u uputi za upotrebu.
Dvije čuvanja: Ne upotrebljavati nakon isteka roka navedenog na pakiranju. Oprez: Spremnik je pod tlakom: pod utjecajem topline može eksplodirati. Održati zaštićeno od topline, isključiti otvoreno plamenja, vrućih površina i svih ostalih izvora zapaljenja. Ne pušiti. Spremnik nemojte bušiti ili spaljivati faktin nakon upotrebe. Zaštiti od sunčevih zraka. Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C/122°F. **DIZAJN IZVAN DOMAŠA DECE.** Održavajte mora i morske vode i stav asortiman Marimera na: www.marimer.com.

marimer

Proizvedeno u Francuskoj
Произведено в вь Франциџ
Morska voda u spreju
100% prirodna
Klinički ověřena
učinnost*

SR MARIMER sprej za higijenu nosa, 100% prirodna morska voda bogata prirodnim mineralnim solima i obogaćena morskim elementima. Posjeduje sistem mikrodifuzije koji omogućava nježno i srazmjerno nanošenje spreja u nosnu sluznicu. Mlaznica omogućava laku i sigurnu korišćenje.
Sastav: Izotonična morska voda (ekvivalent od 9 g/L soli), prečišćena voda.
Indikacije: MARIMER sprej za higijenu nosa preporučuje se za korišćenje kod odraslih, dece, odgođadi i novorođenčadi (isključujući pretermeno rođene bebe):
• Za svakodnevnu higijenu nosnih sluznica
• Za vlaženje nosne sluznice
• Olakšavanje izbacivanje nosnog sekreta
• Preporučuje se pri bolesti alergijskog rinitisa
• Pogledajte Jozu-Frankin studiju u upotrebu za upotrebu.
USLOVI ČUVANJA: Ne upotrebljavati nakon isteka roka trajanja naznačenog na pakovanju. Oprez! Boca je pod pritiskom: pod uticajem toplote može eksplodirati. Održati zaštićeno od topline, vanjskega plamena, vrućih površina i svih ostalih izvora zapaljenja. Ne pušiti. Boca nemojte bušiti ili spaljivati čak ni nakon upotrebe. Zaštiti od sunčevih zraka. Ne izlagati temperaturi višoj od 50°C/122°F. **DIZAJN IZVAN DOMAŠA DECE.** Održavajte mora i morske vode i stav asortiman Marimera na: www.marimer.com.

RO MARIMER Igiēnă nazală este un spray cu apă de mare 100% naturală, bogată în săruri minerale și oligoelemente marine. Sistemul de microdifuziune permite aplicarea delicată și omogenă pe mucoasă. Aplicatorul asigură utilizarea cu ușurință și în siguranță.
Compoziție: Apă de mare izotonică (echivalentă cu 9 g/L în săruri), apă purificată.
Indicații: Spray-ul MARIMER Igiēnă nazală este recomandat adulților, copiilor, bebelușilor și nou-născuților (cu excepția celor prematuri):
• Pentru igiena nazală zilnică
• Hidratarea mucoasei nazale
• Facilitează eliminarea secrețiilor nazale
• Recomandat în caz de rinită alergică
* Vezi lista studiilor clinice din prospect.

Svakodnevna higijena nosa

Vlaži sluznicu nosa
Olakšava uklanjanje nosnog sekreta

Igiena nazală zilnică

Spray cu apă de mare 100% naturală
Eficacitate dovedită clinică*
Hidratează mucoasa nazală
Facilitează eliminarea secrețiilor nazale

BG MARIMER Назална Хигиена е 100% естествен спрей с морска вода, богат на минерални соли и морски микроелементи. Неговата микроdifuzija позволява нџко и хомогено наношене в џру лигавицата. В џрџт микроdifuzията е лесна и безопасна приложима.
Състав: Изотонична морска вода (еквивалентна на 9 g/L в соли), пречишћена вода.
Показани: MARIMER Спрей за Назална Хигиена се препоръчва за възрастни, деца, новородени (с изключение на недоносени деца):
• За ежедневна хигиена на носа
• Олакшаване носната лигавица
• Улеснява втечняването на назалния секрет
• Препоръчва се в случай на алергичен ринит
• Включва в списъка на препоръчаните всички компоненти.
Условия на съхранение: Не прегрявайте флакона на горџност, погочен на отпакостката / флакона. Предупреждение: Флакон под налягане: При нагриване може да избухне. Да се пазят от източници на топлина, искри, пламъци, горещи повърхности и други източници на запалване. Да не се пуши. Да не се пробива или гори, дори когато флаконът е празен. Да се пазят от слънчева светлина. Да не се излага при температури надвишаващи 50°C/122°F. **ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА.** Овџрните свойства на нашата морска вода и цялата морска гама на: www.marimer.com.

Svakodnevna higijena nosa

Za vlaženje nosne sluznice
Olakšava izbacivanje nosnog sekreta

Ежедневна назална хигиена

Спрей с морска вода 100% натурални
Клинично доказана ефективност**
Овлажнява носната лигавица
Улеснява втечняването на носния секрет

laboratoires Gilbert,
928 Avenue du Général de Gaulle,
F-14200 Hérouville Saint-Clair

Distributer / Distributor / Distributer /
Distributör:
HR: Ewopharma AG, Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen,
Switzerland; Kontakt za RH: Ewopharma d.o.o., Zadrarska 80,
10000 Zagreb, Republika Hrvatska.
RO: BIESEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100 G,
Sector 6, București 060134, Romania.
BG: БИЕСЕН ФАРМА България ООД, бул. Маршџа 21,
ет.3, гр. Пловдив 4003, България.

MD



0459



100 mL

10 MESECI
10 LONĀ

LABORATOIRES
GILBERT

3 518646 672040

LOT



CETU1720

50x50x175
IG 667204ETU01 EC 08/22