

PLASTURE MASTER-AID FOOT CARE PENTRU BĂTĂTURI CU ACID TRICLOROACETIC

Plasturele Master-Aid Foot care pentru băătăun este un plasture din PE (polietilenă) cu adeziv acrilic și dischetă protectoare din PE expandată ce conține o matrice ceroasă pe bază de TCA (acid tricloroacetic). Este indicat pentru îndepărtarea bătăturilor și a calozităților. Instrucțiuni de utilizare. Îndepărtați folia protectoare.

Mod de utilizare:

Aplicați plasturele pe pielea curată și uscată, având grijă să acoperiți băătura cu discul central. Înlocuiți plasturele la fiecare 12 ore. Tratați băătura timp de 6 zile. La sfârșitul acestui tratament, îndepărtați stratul superficial al băăturii ajutându-vă de un material abraziv, curat și de uz personal.

Dacă după primul tratament băătura nu a fost îndepărtată complet, repetați tratamentul o a doua oară, tot pentru o perioadă de 6 zile. În cazul în care nu se observă dispariția băăturii după 2 tratamente succesive, consultați medicul.

▲ Avertismente: Pentru uz extern. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aplicați exclusiv pe zona afectată de băături. Nu utilizați pe alunițe, semne din naștere, piele iritată sau în prezența infecțiilor. Evitați contactul plasturelui cu mucoasele și cu ochii. Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la acidul tricloroacetic. Întrerupeți tratamentul în caz de iritare. Nu utilizați la copii. Nu utilizați pe persoane care suferă de diabet sau probleme circulatorii.

De unică folosință. În timpul sarcinii sau alăptării consultați medicul înainte de a utiliza produsul. Dacă nu aveți certitudinea că excrescența cutanată este cauzată de o băătură, consultați medicul înainte de utilizare. Dacă după ultimul tratament băătura / calozitatea continuă să persiste, consultați medicul.

Distribuitor: Origo Medical DE Srl – Sâncraiu nr 183, jud Cluj
T: 0264.416.565 | www.origomedical.ro