

Surecheck

STREAMER



Pregnancy test with over 99% accuracy
Results as early as the first day of a missed period!

EN

User information leaflet

Please read the instructions carefully before use!

The prospect of being pregnant can bring joy or anxiety. In either case, the best thing to do if in doubt is to find out for sure. Surecheck Streamer is developed with the special Colloidal Gold technology to ensure test result ACCURACY above 99% from the FIRST DAY of a missed period – at ANY TIME of the day. The specially engineered sleek design makes Surecheck Streamer more hygienic and easy to use.

ACCURATE AT ALL TIMES

Store at a temperature between 4°C and 30°C.

Simple to use, no special or previous training required for taking the test.

Before you begin 1. Read the instructions carefully. 2. Have a watch, clock or timer handy. 3. Check the expiration date on the box. Do not use if expired. 4. Do not use the test in case of foil pouch damage.

HOW TO USE



INTERPRETATION OF RESULTS



NOT PREGNANT

Only one colour line appears in the test window.



PREGNANT

Two colour lines appear in the test window.

Invalid result

- If no line appears in the test window after 5 minutes, the result is invalid. Repeat the test using a new Surecheck Streamer test kit.
- The test is rendered invalid if it is removed from the foil pouch 15 minutes or more before use.



Surecheck Streamer should not be reused!

See your healthcare professional if you have a positive result!

FAQs:

1. I tested 'Pregnant' but upon testing again I got a 'Not Pregnant' result, or my period has started. What does this mean?
Surecheck pregnancy tests are over 99% accurate from the first day of a missed period. If you get a positive result, even if it is a pale second line, you can be sure that you are pregnant. However, it is possible to get a positive result and find out later that you are no longer pregnant (you may get a negative result upon checking again, or your period might start). Natural loss during the first few weeks of pregnancy, known as 'early pregnancy loss', is unfortunately not uncommon.
2. When can I use the test? Surecheck pregnancy test can be used as early as the first day of a missed period, at any time of the day.
3. I have an irregular period. How do I know when to do the test?
When your period is irregular you can use Surecheck pregnancy test 19 days after you think you might have conceived. If you get a negative result, you may test again in 48 hours.
4. What should I do if the line in the test region (T) is very pale?
Pale second line means you are pregnant.
5. What circumstances may affect the result?
 - Ingestion of certain medications may affect the result.
 - If you use Surecheck test within 8 weeks of a childbirth or abortion, you may get a false positive result because of the hCG hormone concentration still present in your body. If in doubt, please contact a doctor to interpret the result.

- Drinking large amounts of liquids may lower the concentration of the hCG hormone in the urine and may affect the result.
- Birth control pills, antibiotics, analgesics (painkillers) and alcohol will not affect the result.
- 6. Can test results be interpreted after 10 minutes?
No. Any results after the 10th minute should be disregarded.
- 7. A pink background color and vertical streaking appeared in the result area during the testing period. Is this a concern? No. Variations in the chemical composition of the urine sample and the humidity of the room can cause vertical streaking/pink-rose background. It will not affect the test results.

For information about how to use the test, how to read the results or any other questions: www.surecheck.info, [f /surecheck](https://www.facebook.com/surecheck), [@surecheck](https://www.instagram.com/surecheck).

BIBLIOGRAPHY

1. Canfield RE, Morgan EJ, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Studies of human chorionic gonadotropin. Recent Prog Horm Res. 1971; 27:121-164.
2. Ross GT. Clinical relevance of research on the structure of human chorionic gonadotropin. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1977; 129:795.

Specificity: The specificity of the One Step HCG Urine Test was determined from cross reactivity studies with known amounts of Luteinizing Hormone (hLH), Follicle Stimulating Hormone (hFSH), and Thyroid Stimulating Hormone (hTSH). Negative results were obtained from all tests conducted with 300 mIU/ml hLH, 300 mIU/ml hFSH and 1000 µIU/ml hTSH.

Each Surecheck Streamer box contains: foil pouch with one Surecheck Streamer pregnancy test; desiccant (moisture absorbing pouch; do not open!); user information leaflet. Blue Cross Bio-Medical Co. Ltd., Beiqijia Industry Zone, PRC 102209. www.surecheck.info Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Hamburg, Germany. Keep out of reach of children. Not for internal use. The test is for self-testing. The test is for single-use. Simple to use, no special training required. Keep away from direct sunlight, heat and moisture. Test sensitivity: 25 mIU/ml. Store at a temperature between 4° and 30°C. **Importer:** Unicoms Switzerland GmbH - Sofia branch, 118 Bulgaria Blvd., Abacus Business Centre, fl. 5, 1618 Sofia, Bulgaria.

Surecheck is produced for
Unicoms Switzerland GmbH



www.surecheck.info

Surecheck

STREAMER



Тест за бременност с над 99% точност
Резултат още от първия ден на закъснението на цикъла!

BG

Упътване за употреба

Прочетете внимателно упътването преди употреба!

Забременяването може да е повод за радост или тревога. И в двата случая, ако имате съмнение, най-доброто нещо, което можете да направите, е да проверите това с ТОЧНОСТ. Surecheck Streamer е разработен със специалната технология Colloidal Gold, гарантираща над 99% точност на резултата още от ПЪРВИЯ ДЕН на закъснението на цикъла - ПО ВСЯКО ВРЕМЕ на деня. Специално създаденият елегантен дизайн прави Surecheck Streamer по-хигиенен и лесен за употреба.

ТОЧЕН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Да се съхранява при температура между 4°C и 30°C.

Лесен за употреба. Не се изискват специални умения или предишно обучение, за да направите теста.

Преди употреба: 1. Прочетете внимателно упътването. 2. Осигурете си часовник или таймер, с който да засечете времето. 3. Проверете срока на годност на кутията. Не използвайте теста, ако срокът е изтекъл. 4. Не използвайте теста, ако опаковката от фолио, в която е поставен, е повредена.

КАК ДА СИ НАПРАВИМ ТЕСТА?



КАК ДА ТЪЛКУВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ?



НЕ СТЕ БРЕМЕННА

Само една цветна линия се появява в тестовия прозорец.



БРЕМЕННА СТЕ

Две цветни линии се появяват в тестовия прозорец.

Невалиден резултат

- Ако след 5 минути не се появи линия в тестовия прозорец, резултатът е невалиден. Повторете теста с нов комплект Surecheck Streamer.
- Резултатът е невалиден при престой на теста извън защитната опаковка от фолио от 15 или повече минути преди употреба.



Тестът за бременност Surecheck Streamer не е за многократна употреба.

Ако резултатът Ви е положителен, консултирайте се с Вашия лекар!

hCG в урината и да промени резултата. Противозачатъчните хапчета, антибиотици, аналгетици (болкоуспокояващи) и алкохол не повлияват резултатите от теста.

6. Възможно ли е резултатът от теста да се появи след 10-ата минута?
Не. След изтичане на 10 минути всякакви промени в резултата не следва да се вземат под внимание.

7. По време на теста в зоната с резултат се появи розов фон, цвет и вертикална ивица. Това трябва ли да ме притесни?
Не. Отклоненията в химичния състав на пробата на урината и влажността на помещението могат да причинят появата на вертикална ивица или розов фон. Това няма да повлияе на резултатите от теста.

За информация как да използвате теста, как да разчитате резултатите и за всякакви въпроси: www.surecheck.info, [f /surecheck](https://www.facebook.com/surecheck), [@surecheck](https://www.instagram.com/surecheck) и 0800 13456 безплатно в България (от понеделник до петък, 9:00 - 18:00 ч.)

BIBLIOGRAFIA

1. Канфийлд, Р.Е., Морган, Ф.Дж., Камерман, С., Бел, Дж.Дж., Агосто, Г.М. Изследване на човешкия хорион гонадотропин. Последни открития в изследването на хормоните. 1971; 27:121-164.
2. Рос, Г.Т. Клинична значимост на изследването на структурата на човешкия хорион гонадотропин. Американски журнал за акушерство и гинекология 1977; 129:795.

Специфичност: Специфичността на теста за урина в един етап на hCG е определена от проучвания за кръстосана реактивност с известни количества лутенизиращ хормон (hLH), фолликулостимулиращ хормон (hFSH) и стимулиращ хормон на щитовидната жлеза (hTSH). Получени са отрицателни резултати от всички тестове, проведени с 300 mIU/ml hLH, 300 mIU/ml hFSH и 1000 µIU/ml hTSH.

Вска кутия Surecheck Streamer съдържа: един тест за бременност Surecheck Streamer в опаковка от защитно фолио; влагоабсорбираща торбичка (да не се отваря!); листовка с информация за потребителя. Blue Cross Bio-Medical Co. Ltd., Индустриална зона Бейкиджия, КНР 102209. www.surecheck.info Шанхай Интернешънъл Холдинг Корп. GmbH (Европа), Хамбург, Германия. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Не е за вътрешна употреба. Тест за самодиагностика за еднократна употреба. Използването на теста не изисква специално обучение. Медицинско изделие, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗМИ. Чувствителност на теста: 25 mIU/ml. Да се пазят от пряка слънчева светлина, топлина и влага. Да се съхранява при температура между 4°C и 30°C. **Вносител:** Юникомс Швейцария ГмбХ - клон София, КЧТ, бул. България 118, ет. 5, гр. София 1618, България. **Дистрибутор:** Сидя Фарма България ЕООД, бул. България 118, ет. 5, гр. София 1618, България, тел. 0800 13456.

Surecheck Streamer е произведен за
Unicoms Switzerland GmbH



www.surecheck.info

