

# Physiodose ser fiziologic steril

30 unidoze x 10 ml

PHYSIODOSE ser fiziologic este un ser fiziologic steril, fără conservanți, neinjectabil. Ambalat în unidoze, PHYSIODOSE ser fiziologic este igienic și asigură o utilizare ușoară și în deplină siguranță.

**COMPOZIȚIE:** clorură de sodiu (NaCl) 0,9 g, apă purificată q.s.p. 100 ml.

**Prezentare:** cutie cu 30 unidoze a 10 ml.

**INDICAȚII:** PHYSIODOSE ser fiziologic este indicat bebelușilor, copiilor și adulților:

- pentru igiena nasului: în instilații sau spălături, dacă nasul este uscat sau infundat,
- pentru igiena ochilor: în instilații, spălături sau baie
- pentru spălarea leziunilor.



## UTILIZARE:

Detașați o unidoză și deschideți-o prin învârtirea părții superioare.

**Pentru igiena nasului și ochilor:** Physiodose poate fi folosit zilnic, pentru 1 până la 3 spălări pe zi, la nevoie.

**Pentru igiena nasului:**

În instilații sau spălături dacă nasul este uscat sau infundat.

**Instrucțiuni de utilizare:** Înclinați capul într-o parte. Introduceți cu grijă vârful unidozei în nara superioară și apăsați ușor pe unidoză.

Repetăți și pentru cealaltă nară. Îndreptați capul și lăsați să se scurgă mucozitățile, apoi ștergeți surplusul. Nu suflați nasul cu putere decât după 10 minute de la administrare.

**Precauții de utilizare:** La bebeluși, produsul se administrează prin apăsare foarte ușoară, pentru a evita orice risc de contaminare a urechii medii.

## Pentru igiena ochilor

În instilații, spălături sau baie

**Instrucțiuni de utilizare:** Puneți câteva picături de soluție în fiecare ochi, având grijă să nu atingeți suprafața ochiului cu unidoza. Ștergeți excesul de lichid cu o compresă.

**Precauții de utilizare:** În caz de tratament cu un colir, așteptați 15 minute înainte de a-l administra.

## Pentru spălarea leziunilor

**Instrucțiuni de utilizare:** Spălați leziunea folosind conținutul unei unidoze întregi, având grijă să nu atingeți leziunea cu unidoza.

**Precauții de utilizare:** Ștergeți excesul de lichid numai de pe pielea sănătoasă.

## ATENȚIONĂRI:

Nu utilizați aceeași unidoză pentru indicații diferite. De uz extern. A nu se injecta. Nu înghițiți. De unică folosință. Nu utilizați o unidoză deteriorată sau deja deschisă, din cauza riscului de contaminare bacteriană rapidă.

Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul.

Raportați orice incident grav legat de acest dispozitiv către Laboratories Gilbert - website: [www.labogilbert.fr](http://www.labogilbert.fr) și/sau către autoritatea națională competentă.

**A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.**

**CONDIȚII DE PĂSTRARE:** Nu folosiți după data de expirare indicată pe unidoză.

## Tehnologie PHYSIOPROTECT

Oferă mai multă siguranță unidozei.



Această nouă unidoză cu **vârf rotunjit**, delicat și care nu rănește, este mai bine adaptată fizionomiei bebelușilor. **Forma sa neinvazivă** corespunde perfect formei naturale a nărilor bebelușilor.

**Format de 10 ml cu -25% plastic** (utilizarea unei unidoze de 10ml înseamnă o **economie de 25% plastic**, comparativ cu 2 unidoze de 5 ml)

Acest format practic este destinat curățării nasului și ochilor, cât și pentru spălarea leziunilor.

**Producător:** Laboratoires GILBERT, 928 Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Franța

**Etichetat și distribuit de:** BIESSEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100G, sector 6, București.

## Legenda partea inferioară a cutiei:



Nas/Ochi/Răni



De la naștere

Marcaj CE însoțit de numărul de identificare a organismului notificat.



Dispozitiv medical



Sterilizat prin tehnici aseptice



Neinjectabil



A nu se reutiliza



Data expirării



Data fabricației



Numărul lotului



Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare