

Protectie pentru hallux valgus ORIONE G110

Realizata dintr-un amestec de polimeri si ulei mineral. Uleiul mineral se elibereaza treptat din structura polimerului, rehidratand pielea. Reduce socul in caz de impact, presiune sau vibratie la nivelul piciorului. Gelul din care este fabricat, este netoxic, hipoalergenic, lavabil si reutilizabil.

Indicatii: ofera confort si protectie degetului mare. Protejeaza montul reducand presiunea exercitata de catre incaltaminte. Inelul trebuie plasat pe degetul mare. Previne suprapunerea degetelor reducand frecarea. Sunt ideale pentru degete deformate si pentru recuperare post-operatorie.

Compozitie: gel polimerizat. Nu utilizati pe rana deschisa. Indepartati dispozitivul macar 4 ore pe zi pentru a lasa pielea sa respire. In caz de iritatie, discomfort, sau circulatie deficitara a sangelui la nivelul degetelor opriti utilizarea. Nu pastrati produsul in apropierea surselor de caldura. A nu se lasa la indemana copiilor.

Producator: Safta SPA, Italia,

Importator si distribuitor: CORIS CONSTRUCT SRL, Divizia Medical Farm,
B-dul 1 Decembrie 1918, nr.13, Rosu, Ilfov, tel: 021.222.2002, www.tehnico-medical.ro