

Cutie- eticheta 35 x 100 mm

MARIMER
Apă de mare 100% naturală Hipertonică 22‰

Nas înfundat
Spray Răceală Rinofaringită
Format de buzunar 30 ml
Sistem de protecție antibacterian

Desfundă rapid nasul și îmbunătățește respirația nazală ziua și noaptea.
Eficacitate DOVEDITĂ CLINIC*

MARIMER Răceală Rinofaringită este un spray cu apă de mare 100% naturală, bogată în săruri minerale și oligoelemente marine. Desfundă nasul prin efect osmotic și facilitează eliminarea secrețiilor nazale datorită concentrației sale hipertonică (22‰).

Fără conservanți. Fără decongestionant medicamentos.
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Indicații: Spray-ul MARIMER Răceală Rinofaringită este recomandat adulților, copiilor și sugarilor de la naștere (cu excepția celor prematuri) în caz de răceală, rinofaringită, rinită și rinosinuzită: Desfundă nasul rapid și îmbunătățește respirația nazală ziua și noaptea. Curăță mucoasa nazală și elimină virusurile, bacteriile și alergenii din secreții. Fluidizează, diminuează vâscozitatea mucozităților dense și facilitează eliminarea lor. În caz de infecții ORL, reduce utilizarea medicamentelor precum antihistaminicele, decongestionantelor, antibioticele, corticosteroizii. Poate fi folosit în completarea tratamentelor pentru infecțiile ORL și le îmbunătățește eficacitatea.

Condiții de păstrare: A nu se folosi după data de expirare indicată pe cutie. **A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR.**

Descoperiți întreaga gamă Marimer pe: www.marimer.fr.

* *Vezi lista studiilor clinice în instrucțiunile de utilizare.*

Fabricat în Franța de Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Franța.

Distribuitor: BIESEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100G, sector 6, București, tel: 021 408 63 33.



dispozitiv medical

Instrucțiuni de utilizare

MARIMER Apă de mare hipertonică 22‰

Spray Răceală Rinofaringită

MARIMER Răceală Rinofaringită este un spray cu apă de mare 100% naturală, bogată în săruri minerale și oligoelemente marine. Desfundă nasul prin efect osmotic și facilitează eliminarea secrețiilor nazale datorită concentrației sale hipertonică (22‰).

Compoziție: 100% soluție de apă de mare diluată hipertonică (echivalent a 22 g/L în NaCl). Fără conservanți. Fără decongestionant medicamentos.

Prezentare: flacon micropulverizator de 30 ml. Pompă nazală dozatoare cu sistem de protecție antibacterian (aproximativ 300 pulverizări).

Indicații: Spray-ul MARIMER Răceală Rinofaringită este recomandat adulților, copiilor și nou-născuților (cu excepția celor prematuri) în caz de răceală, rinofaringită, rinită și rinosinuzită:

- Desfundă nasul rapid și îmbunătățește respirația nazală ziua și noaptea.
- Curăță mucoasa nazală și elimină virusurile, bacteriile și alergenii din secreții.
- Fluidizează, diminuează vâscozitatea mucozităților dense și facilitează eliminarea lor.
- În caz de infecții ORL, reduce utilizarea medicamentelor precum antihistaminicele, decongestionantelor, antibioticele, corticosteroizii.
- Poate fi folosit în completarea tratamentelor pentru infecțiile ORL și le îmbunătățește eficacitatea.

Mod de administrare: 1 pulverizare în fiecare nară, preferabil înainte de fiecare masă, de 1 - 3 ori pe zi, la nevoie.

Instrucțiuni de utilizare:

- Scoateți capacul protector.
- Introduceți cu grijă aplicatorul în nară, ținând capul drept.
- Apăsați pe aplicator (1 dată).
- Repetați pentru cealaltă nară.
- Ștergeți excesul sau suflați nasul.

Precauții de utilizare: Spălați aplicatorul cu apă caldă și săpun după fiecare utilizare. Clătiți și ștergeți.

Manifestări nedorite: La primele utilizări, pot apărea senzații trecătoare de înțepături sau iritații.

Atenționări: A nu se utiliza la nou-născuții prematuri. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la apa de mare. Pentru utilizarea la persoanele cu boli care cauzează îngustarea căilor respiratorii (ex. astm, etc.), cereți sfatul medicului sau farmacistului dumneavoastră.

Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul.

Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv către Laboratoires Gilbert - site Internet: www.labogilbert.fr și/sau către autoritatea națională competentă.

Condiții de păstrare: A nu se folosi după data de expirare indicată pe cutie/ flacon. **A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR.**

***Referințele studiilor clinice:**

Bastier PL, et al (2015). Nasal irrigation: from empiricism to evidence-based medicine. A review. Eur An of Otorhinolaryngology, Head and Neck diseases. 132(5):281-285

Chirico G, et al (2014). Nasal congestion in infants and children: a literature review on efficacy and safety of nonpharmacological treatments. Minerva Pediatr. 66:549-57

Desrosiers, et al (2011). Canadian clinical practice guidelines for acute and chronic rhinosinusitis. Allergy, Asthma and clinical immunology. 7:2

Gallant JN, et al (2018). Nasal saline irrigation in pediatric rhinosinusitis: A systematic review. Int J Ped Otorhinolaryngology. 155-162

Kind D, et al (2015). Saline nasal irrigation for acute upper respiratory tract infections (Review). The Cochrane database of systematic reviews (4)

Köksal T, et al (2016). Comparison between the use of saline and seawater for nasal obstruction in children under 2 years of age with acute upper respiratory infection. Turk J Med Sci. (4): 1004-1013

Rosenfeld RM, et al (2007). Clinical practice guideline: adult sinusitis. Otorhinolaryngology-head and Neck Surgery. 137(3 Suppl):S1-31. Rosenfeld RM, et al (2015). Clinical practice guideline: adult sinusitis update. Otorhinolaryngology-head and Neck Surgery. 152(2S):S1-S39

Rudmik L, et al (2013). Tropical therapies in the management of chronic rhinosinusitis: an evidence-based review with recommendations. Int Forum Allergy Rhinol. 3(4):281-298

Strnad P, et al (2015). Efficacy of nasal irrigation with 2,2% hypertonic seawater in the treatment of chronic rhinosinusitis in adults. Rev. Laryngol. Otol. Rhino. 136, 3:1-3.

Fabricat în Franța de Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint-Clair, Franța.

Distribuitor: BIESEN PHARMA SRL, B-dul Timișoara, nr. 100G, sector 6, București, tel: 021 408 63 33.



An: 2020



dispozitiv medical