

Instrucțiuni de folosire.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, pentru că vă ajută la folosirea corespunzătoare a HYLO PARIN®.

HYLO PARIN®

Hialuronat de sodiu și heparină sodică.

Pentru hidratarea și îngrijirea corneei și a conjunctivei la ochii iritați cu hiperemie, arsuri și mâncărimi.

Soluție sterilă, fără fosfați și fără conservanți.

Ce este HYLO PARIN®?

HYLO PARIN® este o soluție sterilă, fără fosfați și fără conservanți, pentru utilizare oculară.

Compoziție:

1 ml de HYLO PARIN® conține 1 mg de hialuronat de sodiu, 1300 U.I. de heparină sodică (din mucoasa intestinală porcine), glicerol, acid citric anhidru, citrat de sodiu și apă pentru preparate injectabile.

La ce este folosit HYLO PARIN®?

HYLO PARIN® umezește, hidratează și îngrijește corneea și conjunctiva și ameliorează iritațiile ochiului, cauzate de mediul înconjurător. Simptomele precum roșeața ochiului, arsurile și mâncărimile sunt ameliorate.

Când se folosește HYLO PARIN®?

Arsurile, mâncărimile, lacrimile, senzația de corp străin sau senzația de ochi uscați sunt simptome ale unui ochi iritat. Vă frecați la ochi, dar disconfortul persistă. Acesta este un simptom care ne arată că ochiul nu este suficient de umed. Suprafața unui ochi sănătos este acoperită de o peliculă netedă și uniformă de lacrimi, care menține țesuturile pe deplin funcționale și curăță orice particule de praf sau murdărie. Unele afecțiuni pun o sarcină suplimentară asupra ochilor și reduc funcția fiziologică a lacrimilor. Acest lucru poate fi cauzat atunci când te afli în prezența unui aer condiționat, lucrezi un timp îndelungat pe calculator sau stai într-un mediu prăfuit. Odată cu înaintarea în vârstă se produc mai puține lacrimi.

HYLO PARIN® conține hialuronat de sodiu, o substanță fiziologică ce se găsește în ochi, dar și în alte țesuturi ale corpului. Hialuronatul de sodiu are proprietatea specială de a forma un strat de umiditate uniform, stabil și caracteristic persistent pe suprafața ochiului, fără a fi eliminat foarte rapid. Această așa-numită proprietate de bio-adezivitate este susținută de heparină. Heparina este, de asemenea, o substanță fiziologică care seamănă în structura sa chimică cu hialuronatul de sodiu. Hialuronatul de sodiu și heparina îngrijesc corneea și conjunctiva și, împreună cu lacrimile naturale, lubrifică suprafața ochiului. Ochiul este acoperit de un film lacrimal durabil și stabil și prin aceasta este protejat împotriva iritațiilor mediului înconjurător. Deoarece nu conține conservanți și conține substanțe fiziologice, HYLO PARIN® este, de obicei, foarte bine tolerat.

Folosiți HYLO PARIN® doar dacă ambalajul a fost sigilat înaintea primei utilizări (☺).



Pasul 1:

Înlăturați capacul înainte de utilizare.

Pentru acest scop, țineți de capacul situat deasupra dispozitivului. Cu cealaltă mână, scoateți dispozitivul din capac cu o mișcare rotativă. Înainte de prima aplicare, întoarceți dispozitivul HYLO PARIN® cu vârful în jos și apăsați pe baza dispozitivului până când apare prima picătură la duză. Acum dispozitivul este gata pentru utilizare ulterioară.



Pasul 2:

Țineți dispozitivul întors, cu degetul mare poziționat la baza picurătorului și celelalte degete pe baza inferioară a dispozitivului.




Pasul 3:

Susțineți mâna ce ține dispozitivul COMOD® cu cealaltă mână, așa cum vedeți în imagine.



Pasul 4:

Lăsați capul ușor pe spate, trageți ușor în jos pleoapa inferioară și aplicați o presiune fermă și rapidă pe centrul bazei inferioare a dispozitivului. Acest lucru va activa mecanismul de eliberare a unei picături. Datorită sistemului special COMOD® cu valvă, dimensiunea și viteza fiecărei picături este aceeași tot timpul, indiferent de câtă presiune este aplicată. Închideți ușor ochiul, pentru a permite fluidului să se distribuie în mod uniform pe suprafața ochiului.



Pasul 5:

Puneți imediat capacul la loc, după folosire. Aveți grijă ca vârful picurătorului să fie uscat. Când aplicați picăturile, evitați contactul dintre vârful flaconului și ochiul sau pielea dumneavoastră.

Sistemul COMOD® conține 10 ml de soluție, ce este echivalentul a aproximativ 300 de picături. Din motive tehnice, o cantitate minoră rămâne în interiorul dispozitivului la epuizarea acestuia.

HYLO PARIN® poate fi utilizat pentru tratamente de lungă durată.

Dispozitivul HYLO PARIN® trebuie să fie folosit întotdeauna pentru tratamentul aceleiași persoane.

Ce altceva mai trebuie să știți dumneavoastră?

Dacă folosiți și alte picături pentru ochi, trebuie să păstrați un interval de 30 de minute între aplicări și HYLO PARIN® trebuie întotdeauna să fie administrat ultimul. Unguentele oftalmologice ar trebui aplicate întotdeauna după folosirea HYLO PARIN®.

Datorită lipsei conservanților, HYLO PARIN® este bine tolerat chiar și în cazul utilizării pe termen lung. În cazuri foarte rare au fost raportate reacții de hipersensibilitate, precum senzații de arsură sau lăcrimare excesivă, care au dispărut imediat după încetarea utilizării dispozitivului HYLO PARIN®. În cazuri foarte rare au fost raportate reacții alergice cutanate la heparină.

HYLO PARIN® este compatibil cu lentilele de contact. Pentru a evita reacțiile de intoleranță ce pot proveni din cauza interacțiunii dintre produsele de îngrijire a lentilelor de contact și HYLO PARIN®, vă recomandăm să așteptați un interval de 30 de minute de la aplicarea lentilelor de contact, până la folosirea picăturilor de ochi.

Nu există restricții pentru utilizarea HYLO PARIN® la copii și femei însărcinate sau cele care alăptează.

Dacă folosiți dispozitive medicale pentru ochi care conțin gentamicină, concomitent cu HYLO PARIN®, vă rugăm să lăsați un interval de cel puțin o oră între ambele aplicări, deoarece gentamicina, în contact direct cu heparina, poate forma precipitate vizibile în sacul conjunctival.

Cât de des și cât timp puteți folosi HYLO PARIN®?

HYLO PARIN® este indicat să fie folosit conform instrucțiunilor primite de la oftalmolog. În general, instilați o picătură de HYLO PARIN®, de la trei la șase ori pe zi, în sacul conjunctival al fiecărui ochi. Dacă aplicați HYLO PARIN® mai frecvent (de exemplu, de mai mult de 10 ori pe zi) sau suferiți de forme mai severe, trebuie să consultați un medic oftalmolog la intervale regulate. HYLO PARIN® este potrivit pentru tratamente de lungă durată. Asemenea tuturor afecțiunilor, trebuie să vă adresați medicului oftalmolog, dacă disconfortul persistă (de exemplu: pentru două săptămâni).

Când nu trebuie să folosiți HYLO PARIN®?

HYLO PARIN® nu ar trebui folosit dacă aveți hipersensibilitate la unul dintre ingredientele acestuia.

Ce trebuie să știți despre depozitarea HYLO PARIN®?

A se păstra la temperaturi sub 25 °C ($\leq 25^{\circ}\text{C}$).

HYLO PARIN® poate fi folosit timp de 6 luni de la desigilare.

A nu se utiliza după data de expirare (EXP).

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Sunt disponibile următoarele variante de ambalaj:

Picături lubrifiante pentru ochi de 10 ml.

Data revizuirii prospectului:

Martie 2019

Manufacturer ():

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Germania

Distribuit de:

AMD Nobel Pharmaceutical SRL
Str. Barbu Mumuleanu, nr. 8
Sector 2, București, România
031 104 0016 sau 0720 277 538
office@amd-nobel.ro



Dispozitiv medical

STERILE A

