



BRAUN

ExactFit™ 5 Connect
BUA6350EU


Tensiometru de braț

Ghid rapid de pornire

 Păstrați împreună cu aparatul



Ecraan BUA6350EU



Ritm cardiac neregulat



Simbol puls

M:

Memorie



Funcție de calcul a mediei



Baterie descărcată



Probleme și soluții
(consultați manualul de utilizare)

Conectarea prin Bluetooth


1 Descărcați aplicația




2 Selectați dispozitivul dvs.




3 Verificați dacă dispozitivul este pornit




Alegeți dintre utilizator A și B




4 Apasați și țineți apăsat




Flashing



5 Steady



Connected



Anumite mărci comerciale sunt utilizate sub licența The Procter & Gamble Company sau afiliatelor sale.

Acest produs este fabricat sub licență pentru marca „Braun”. „Braun” reprezintă o marcă înregistrată a Braun GmbH, Kronberg, Germania.

Marca și sigla Bluetooth® sunt mărci înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc., și orice utilizare a acestor mărci se supune licenței.

App Store este o marcă de servicii a Apple Inc., înregistrată în SUA și alte țări.
Google Play și sigla Google Play reprezintă mărci comerciale ale Google Inc.

© 2020, All rights reserved.
www.BraunHealthCare.com

Kaz Europe Sàrl
A Helen of Troy Company
Place Chauderon 18
CH-1003 Lausanne
Elveția



REF BUA6350EU
P/N A003372R1
30JUN20