

## Ambalaj secundar



## Ambalaj primar – etichetă tub

Plantă proaspătă de Arnica montana

# Arni roller

GEL CALMANT ȘI RĂCĂTOR



- Roll-on relaxant pentru automasaj
- Eliberează în mod eficient tensiunile musculare din cotidian\*

45g

**BOIRON®**

**Mod de utilizare**

Așezați bila în poziția "ON".



Aplicați un strat subțire de gel pe zona dorită, masând în sus și în jos, apăsând ușor tubul.



Rotiți bila în poziția "OFF" și continuați să masați. Repetați aplicarea de 3 ori pe zi.

**De ce să alegi Arniroller?**

ARNIROLLER roll-on relaxant pentru automasaj contribuie la relaxarea musculară și calmează tensiunile musculare din cotidian.

**PRECAUȚII DE UTILIZARE**

Nu aplicați pe mucoase, ochi, piele iritată sau cu leziuni.  
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
Uz extern.

\* Eficacitate percepută după 1 zi de utilizare, asociată masajului.

Test consumator efectuat pe 83 de persoane pe parcursul a 3 zile.

**BOIRON**  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy - Franța

12 M