



REJUCODE ROLLER AMPOULE - 30 ml

Ser anti-aging cu PDRN 1%, Niacinamide 2% și Acid Hialuronic pentru fermitate, regenerare și glow vizibil.

Absorbție maximă, efect de lifting și piele revitalizată.

Utilizare: După curățare și toner, rotește pentru a debloca rollerul și apasă ușor tubul pentru a elibera produsul.

Rulează delicat pe față, cu mișcări ascendente, insistând pe zonele cu riduri sau pierdere de fermitate. Tapotează ușor excesul de produs până la absorbția completă.

Curăță capul rollerului după fiecare utilizare.

Folosește de 2-3 ori pe săptămână sau ori de câte ori simți nevoia unui boost anti-aging

Precauții: 1) Întrerupeți utilizarea și consultați un medic dacă apar erupții cutanate, umflături, mâncărime sau alte simptome

anormale în timpul utilizării sau din cauza expunerii la lumina directă a soarelui după utilizare. 2) Nu utilizați pe pielea lezată sau iritată.

3) Precauții pentru depozitare și manipulare a) A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

b) A se păstra ferit de lumina directă a soarelui.

Data valabilitate/lot: vezi pe ambalaj. Ingrediente: vezi pe ambalaj

Producător: ORACLE COSMETIC Co Ltd. Origine: Seul - Coreea de Sud.

Importator: BEAUTY24 SRL, Str. Vulturilor nr. 12-14, sector 3, București, România, contact@24beauty.ro