

KEH04C False Lash Gorgeous -Gene false ,Gorgeous

Kit-ul conține o pereche de gene si un adeziv 1g.Mod de utilizare:

1.Pregatire: Asezati genele peste genele naturale pentru a verifica potrivirea. Daca genele banda se extind dincolo de linia ochilor, tundeti-le dupa cum este necesar.2.Aplică adezivul KISS Lash Adhesive de-a lungul benzii genelor; așteptați 30 de secunde pentru ca adezivul să devină lipicios. 3.Odată lipicioasă, aplicați genele de-a lungul liniei naturale a genelor.Strangeti genele impreuna pentru a nu exista spatii intre ele. Țineți, lăsând adezivul să se usuce complet.

4. Indepartare:Incepand de la coltul exterior., indepartati usor banda de gene. Folositi un demachiant de ochi pe baza de ulei pentru a indeparta excesul de adeviz. Sfaturi de ingrijire:indepartati orice rest de adeziv si puneti genele la loc pe suport pentru reutilizare.Atentie:A nu se lasa la indemana copiilor. In contactul cu ochi, clătiți cu apa. In cazul iritațiilor sau roseata persista, consultați medicul. Ingrediente: vezi ambalaj.

Condiții de păstrare: la temperatura camerei. Termen de valabilitate: A se utiliz conform recomandării înscrise pe ambalaj. Producător: Kiss Products, Inc. Port Washington, NY 11050. Importat si comercializat de: SC INTTECH COSMETICS SRL,Aleea Privigtorilor,Nr80,Camera A,Etaj 3,Sector 1,Bucuresti. Nu utilizați daca prezentați hipersensibilitate la oricare dintre ingrediente.