

---

# Inhalatorul InnoSpire Go

---

## Rapid și silențios, cu tehnologie Mesh

### Pentru copii și adulți

Are piesă bucală încorporată și mască pediatrică.

### Tehnologie unică

InnoSpire Go conține micropompă din nichel-paladiu, Aerogen Vibronic®. Aceeași tehnologie a grilajului cu vibrație, utilizată până acum la Aeroneb Go, iar în prezent la Aeroneb Pro și Aeroneb Solo.

Aceste dispozitive sunt utilizate în clinicile medicale din întreaga lume. Durata aproximativă de utilizare a capului de nebulizare este de 12 luni.

### Terapie de scurtă durată

Tratament eficient cu aerosoli, cu indicatori sonori și vizuali, asigură administrarea dozei complete de 2,5 ml de Salbutamol în doar 4 minute.

### Inhalatorul este adaptat pentru administrarea majorității medicamentelor utilizate pentru terapie prin inhalare

Poate pulveriza majoritatea preparatelor de inhalare utilizate în tratamentul diferitelor boli respiratorii: astm, boli pulmonare obstructive cronice, mucoviscidoză etc.

### Datorită dimensiunilor compacte, poate fi transportat confortabil și utilizat în mod discret.

### Acumulator încorporat

La o încărcare pot fi aplicate 30 de inhalatii parțiale (120 de minute de utilizare).

### Design simplu din două piese

Datorită piesei bucale ușor detașabile, InnoSpire Go este simplu de utilizat, curățat, întreținut, susținând astfel utilizarea regulată. Include o mască pentru copii (1 buc), pentru care este dificilă utilizarea piesei bucale.

Date tehnice	
Baterie	Litiu-ion
Garanție	corpul aparatului 2 ani, piesa bucală 1 an

Date privind randamentul	Salbutamol 2,5 ml	Ipratropium bromid 2 ml	Budesonid 2 ml
MMAD (diametrul mediu al particulelor)	3,99 μm	3,93 μm	4,84 μm
Conținut de particule fine < 5 μm	64,4 %	65,3 %	52,1 %
Ciclu terapeutic (cupă medicament 2,5 ml)	4,18	3,44	3,34
Ciclu terapeutic (cupă medicament 2,5 ml)	0,3	0,2	0,3